



DR. WEIGERT

Hygiène avec Système

neoform® wipes RTF : instructions pour le remplissage avec des désinfectants de surface Dr. Weigert.



1) Avant d'installer le distributeur de lingettes à usage unique prêtes à l'emploi, se désinfecter les mains (p. ex. avec du **weigoman® pure**) et porter des gants de protection.



2) Ouvrir le couvercle du distributeur de lingettes en descellant le système d'inviolabilité. Ensuite, verser lentement au moins 2,25 l de désinfectant de surface à base d'alcool prêt à l'emploi ou au moins 2,5 l d'une solution d'application préparée à partir du produit Dr. Weigert souhaité _____ selon la concentration requise conformément aux recommandations d'utilisation.



3) Tirer la première lingette non tissée du rouleau, la faire passer au travers de l'ouverture située dans le couvercle du distributeur, la tirer à travers le rétrécissement de l'ouverture, la détacher et la jeter.



4) Placer le couvercle sur le seau distributeur et fermer correctement l'ouverture de prélèvement. Incrire les informations spécifiques sur l'étiquette apposée sur le seau (nom du produit, lot, date de préparation, concentration, date limite d'utilisation). Les lingettes non tissées sont complètement imprégnées de produit et prêtes à l'emploi après 30 min.

5) Pour une utilisation correcte, essuyer soigneusement les surfaces à traiter avec les lingettes **neoform®** imprégnées. Pour une désinfection fiable, veiller à ce que les surfaces à traiter soient parfaitement recouvertes et respecter le temps de contact spécifique au produit. Éliminer la lingette après utilisation.

6) Après prélèvement d'une lingette **neoform®**, le distributeur de lingettes doit être refermé.



7) Système à usage unique : lorsque le rouleau de lingettes est épuisé ou que la date limite d'utilisation est dépassée, éliminer les résidus de produit éventuels et le distributeur. Les lingettes **neoform®** imprégnées sont utilisables pendant 28 jours si le distributeur est correctement refermé après chaque utilisation.

neoform® Rapid :
pour le secteur médical, le domaine des soins et en laboratoire



neoform® Classic :
pour le secteur médical, le domaine des soins et en laboratoire



La solution adéquate pour tous les secteurs :



neoform® K sprint : pour la restauration et l'industrie alimentaire



neoform® K plus : pour la restauration et l'industrie alimentaire



DR. WEIGERT