



DR. WEIGERT
Hygiène avec Système

Médical | Soins | Laboratoire | Restauration



neoform®
wiper RTF : un
distributeur de
lingettes efficace,
un contenu
convaincant.

Pour une désinfection optimale des surfaces dans le secteur médical, le domaine des soins, les laboratoires et la restauration.

Un
**système
polyvalent**
pour toutes les
situations.

Tirez parti de notre savoir-faire !

Depuis plus d'un siècle, Dr. Weigert révolutionne le nettoyage et la désinfection pour les professionnels, tant dans les hôpitaux, les maisons de soins que dans la restauration et les laboratoires. Dr. Weigert propose à ses clients de tous les secteurs son savoir-faire en matière d'hygiène par le biais de solutions complètes.

Disposant d'un service de recherche et développement interne doté de laboratoires et d'installations de production, cette entreprise familiale indépendante est présente à l'échelle internationale.

Dr. Weigert mène l'ensemble de ses activités en privilégiant la qualité, la proximité avec le client, l'efficacité et la durabilité. Ses solutions personnalisées en fonction des besoins du client lui valent une réputation d'excellence.

Une solution adéquate en toutes circonstances et un conditionnement pratique.

neoform® wipes RTF, un système à usage unique efficace pour une désinfection fiable des surfaces.

La désinfection et le nettoyage des petites et grandes surfaces sont des éléments importants de la routine d'hygiène quotidienne dans le secteur médical, le domaine des soins, en laboratoire et dans la restauration.

C'est justement là que le danger peut se présenter, car il a été démontré que les procédures de routine sont les plus sujettes à erreur. Les conséquences d'une mauvaise désinfection des surfaces sont extrêmement graves : la capacité de survie des germes leur permet de se propager et d'accroître le risque de contamination croisée et d'infections. Innovant et efficace, le distributeur de lingettes non tissées à usage unique neoform® wipes RTF de Dr. Weigert a déjà fait ses preuves.

Utilisable avec les produits de désinfection des surfaces éprouvés de Dr. Weigert, ce système complet offre une sécurité maximale dans tous les domaines : médical, soins, laboratoire et restauration.

Le système est facile d'utilisation et garantit la libération de substances actives à l'effet désinfectant assuré. Les lingettes imprégnées facilitent les tâches de routine mais contribuent aussi à la protection du personnel et des patients. Ce système allie le savoir-faire Dr. Weigert en matière d'hygiène à une solution pratique répondant aux besoins quotidiens de votre personnel.



neoform®
wipes RTF :
un concept qui
convainc
aussi dans la
pratique.



Minimiser
les risques d'infection
en milieu hospitalier.

Un partenaire
idéal en matière
d'hygiène.



Protection des patients et du personnel dans le secteur médical.

neoform® wipes RTF : une hygiène fiable même dans les zones à fort risque d'infection.

Le distributeur de lingettes neoform® wipes RTF à usage unique convient particulièrement à une utilisation en hôpital et dans des zones à haut risque.¹ Associé aux solutions désinfectantes Dr. Weigert correspondantes, il diminue sensiblement le risque de contamination croisée par des biofilms.

Des études démontrent que l'utilisation des distributeurs de lingettes prêts à l'emploi peut améliorer la conformité aux règles d'hygiène.² :

- Disposition accrue du personnel à effectuer les tâches de désinfection
- Réalisation accélérée des tâches
- Risque de transfert des germes minimisé grâce aux lingettes à usage unique

¹ « La commission des produits désinfectants de la fédération allemande pour l'hygiène appliquée (VAH) recommande de ne pas utiliser de distributeurs de lingettes nécessitant un retraitement, à l'exception des produits à base d'alcool, dans les zones présentant un risque d'infection particulièrement élevé. » Source : HygMed 2014
² « The value of ready-to-use disinfectant wipes: Compliance, employee time, and costs – Source : American Journal of Infection Control, 2014. »

23 % de gain de temps pour la désinfection des surfaces ! C'est autant de temps en plus pour la réalisation des soins.

Le manque de temps ou la pénurie de personnel qualifié ne doivent pas avoir d'incidence sur l'hygiène.

Dans le domaine des soins en particulier, la désinfection des surfaces est une étape incontournable de la routine d'hygiène quotidienne. Les environnements doivent non seulement être propres et exempts de poussière et de salissures, mais ils doivent aussi ne présenter aucun risque d'infection pour les résidents et le personnel, grâce à la minimisation du nombre de germes et à la destruction des pathogènes et des microorganismes pathogènes. Le distributeur de lingettes non tissées innovant neoform® wipes RTF permet une désinfection des surfaces nettement plus efficace, et réduit de 23 % le temps nécessaire au nettoyage des chambres des patients. Ce gain de temps se traduit naturellement par une réduction des coûts de personnel.³

L'analyse coûts-bénéfices comparant l'utilisation d'un distributeur de lingettes à usage unique et de lingettes réutilisables pour la désinfection de surfaces livre elle aussi un résultat sans équivoque : l'étude démontre clairement qu'une optimisation des coûts peut aller de pair avec des normes de qualité élevées.⁴

³ « Cost-benefit analysis for the use of disposable versus multiple use wipes for surface disinfection/Clinique Nuremberg. » Source : HygMed 2008
⁴ « The value of ready-to-use disinfectant wipes: Compliance, employee time, and costs – Source : American Journal of Infection Control, 2014. »



Avec
neoform® wipex
RTF, garantisiez la
fiabilité de vos
résultats
d'analyse
en laboratoire.

La base de tout test en laboratoire est une hygiène irréprochable.

En laboratoire, la désinfection des surfaces est garante de résultats d'analyse exacts et fiables.

Le nouveau distributeur de lingettes à usage unique **neoform® wipex RTF** est le système idéal pour la désinfection des surfaces de laboratoire. Dans cet environnement où des analyses sont réalisées tous les jours, il existe un risque de contamination par des germes provenant d'analyses antérieures.

Une désinfection de routine régulière et efficace est donc une condition indispensable pour l'obtention de résultats *fiables*. Grâce au distributeur de lingettes **neoform® wipex RTF**, vous assurez non seulement la désinfection efficace des surfaces de votre laboratoire à l'aide des produits d'hygiène éprouvés de Dr. Weigert, mais l'emploi d'un système à usage unique vous garantit également qu'aucun transfert de germes dû à un retraitement insuffisant du distributeur n'aura lieu.

Des surfaces
à l'hygiène
irréprochable :
la recette du succès
dans la
restauration.

Séduire par la saveur, éblouir par l'hygiène.

Dans l'industrie alimentaire et les cuisines industrielles, la contamination et la transmission de virus et de bactéries doivent être évitées à tout prix.

Chaleur, humidité et des substances organiques à profusion : ces conditions idéales pour assurer la multiplication des microorganismes décrivent aussi les conditions qui prévalent quotidiennement dans n'importe quelle cuisine professionnelle. Il n'est donc pas étonnant que l'hygiène y soit une priorité absolue.

En effet, une cuisine industrielle est aussi le lieu idéal pour transmettre involontairement des germes à un grand nombre de personnes. Dans ce domaine, les produits d'hygiène Dr. Weigert font déjà référence en matière de qualité. Avec le nouveau distributeur de lingettes **neoform® wipex RTF**, nous vous proposons à présent une solution système qui convient parfaitement à une utilisation en cuisine.



Un système qui multiplie les atouts :



Un système à usage unique sûr :

- Lingettes prêtes à l'emploi après 30 min d'imprégnation.
- Rouleau de lingettes intégré diminuant le risque de contamination.
- Convient également pour les zones à haut risque telles que la néonatalogie et l'onco-hématologie, selon la recommandation de la VAH¹.
- Ne nécessite aucun retraitement sujet aux erreurs.
- Sceau d'invulnérabilité.



Gain de temps et de qualité :

- Libération garantie de substance active : action désinfectante des lingettes non tissées imprégnées confirmée sur la durée de vie max. de 28 jours, conformément à la norme EN 16615.
- Assure un gain de temps et évite un retraitement coûteux.



Le système polyvalent de Dr. Weigert :

- Applications multiples.
- Empilable pour un gain de place.
- Compatibilité démontrée avec les produits neoform[®] conformément à la norme EN 16615.
- Utilisé avec les désinfectants de surface Dr. Weigert, il est conforme aux exigences de la recommandation relative à l'utilisation de distributeurs de lingettes de la VAH².
- En plastique recyclable.



Couvercle refermable :

- Hygiène assurée.
- Prévient le dessèchement des lingettes.
- Risque de contamination faible.



Les lingettes non tissées Dr. Weigert :

- Faciles à prélever.
- Ne peluchent pas et conviennent pour les salles opératoires et laboratoires.
- 115 lingettes de qualité par rouleau.
- Très absorbantes.
- Très résistantes.



Ouverture de prélèvement optimale :

- L'ouverture en forme de larme facilite le détachement et la fermeture.



Poignée solide intégrée :

- La poignée ergonomique permet un transport facile même lorsque le distributeur est plein.



neoform[®] wiper RTF

8 distributeurs avec rouleaux de lingettes
4213 95

La solution adéquate pour tous les secteurs :



neoform[®] Rapid



neoform[®] Classic



neoform[®] K sprint



neoform[®] K plus

Vous trouverez sur les pages suivantes une vue d'ensemble détaillée des produits neoform[®] convenant à une utilisation avec neoform[®] wiper RTF.

neoform® Rapid & neoform® Classic pour le secteur médical, le domaine des soins et les laboratoires.

neoform® Rapid¹

Désinfectant rapide pour :

- Surfaces de dispositifs médicaux
- Surfaces dans les hôpitaux, cabinets médicaux et dentaires, établissements de soins
- Surfaces et appareils dans les domaines pharmaceutique et cosmétique, les laboratoires
- Efficacité bactéricide, levuricide, fongicide, tuberculocide, efficacité virucide limitée ainsi que virucide PLUS limitée (efficace contre les norovirus² et les adénovirus) et efficace contre les rotavirus ; confirmée par expertise
- Inscrit dans la liste des désinfectants de l'IHO³



neoform® Classic¹

Détergent désinfectant à base d'amines pour :

- Surfaces des dispositifs médicaux et de l'inventaire médical et autres surfaces dans les hôpitaux et les cabinets médicaux
- Surfaces dans les maisons de retraite et établissements de soins, les laboratoires et les espaces publics
- Efficacité bactéricide, levuricide, tuberculocide, efficacité virucide limitée ainsi que virucide PLUS limitée (efficace contre les norovirus² et les adénovirus) ; confirmée par expertise
- Inscrit dans la liste des désinfectants de l'IHO³



Utilisation :

Selon le produit, recommandé pour le nettoyage désinfectant ou la désinfection rapide des dispositifs médicaux et des surfaces dans les hôpitaux, les cabinets médicaux, les laboratoires, les établissements de soins ainsi que les domaines pharmaceutique et cosmétique.

Convient à une utilisation avec **neoform® wipes RTF**. Consulter les recommandations d'utilisation pour assurer la préparation correcte des lingettes imprégnées. Pour une désinfection fiable, veiller à ce que les lingettes soient parfaitement imprégnées et respecter la durée d'action appropriée. Les paramètres d'utilisation détaillés peuvent être consultés dans la fiche technique des produits (www.drweigert.com).

Recommandations d'utilisation avec neoform® wipes RTF :

neoform® Rapid

Flacon : 0,75 l
Distributeur de lingettes :
2,25 l (3 x 0,75 l)

non dilué

neoform® Classic

Flacon : 2 l
Distributeur de lingettes : 2,5 l

Solution d'application
dosée au minimum
à 0,5 %

Notre compétence

- Compatibilité / action désinfectante des lingettes imprégnées confirmée sur la durée de vie max. de 28 jours, conformément à la norme EN 16615
- Distributeur stable permettant un maniement et un remplissage faciles
- Système à usage unique



neoform® K sprint & neoform® K plus pour la restauration et l'industrie alimentaire.

neoform® K sprint¹

Désinfectant rapide pour :

- Surfaces en contact avec les aliments/produits et autres surfaces dans l'industrie alimentaire et les cuisines professionnelles ainsi que désinfection des zones réfrigérées
- Séchage sans traces ne nécessitant pas de rinçage, sans colorant et sans parfum
- Efficacité bactéricide, levuricide, fongicide, tuberculocide, efficacité virucide limitée ainsi que virucide PLUS limitée (efficace contre les norovirus² et les adénovirus) et efficace contre les rotavirus ; confirmée par expertise
- Inscrit dans la liste des désinfectants de l'IHO³



Utilisation :

Selon le produit, recommandé pour le nettoyage désinfectant ou la désinfection rapide des surfaces et appareils dans l'industrie alimentaire et les cuisines professionnelles ainsi que des surfaces et appareils qui n'ont aucun contact avec des aliments, comme par exemple dans les industries pharmaceutiques et cosmétiques.

Convient à une utilisation avec **neoform® wipes RTF**. Consulter les recommandations d'utilisation pour assurer la préparation correcte des lingettes imprégnées. Pour une désinfection fiable, veiller à ce que les lingettes soient parfaitement imprégnées et respecter la durée d'action appropriée. Les paramètres d'utilisation détaillés peuvent être consultés dans la fiche technique des produits (www.drweigert.com).

Recommandations d'utilisation avec neoform® wipes RTF :

neoform® K sprint

Flacon : 0,75 l
Distributeur de lingettes :
2,25 l (3 x 0,75 l)

non dilué

neoform® K plus

Flacon : 2 l
Distributeur de lingettes : 2,5 l

Solution d'application
dosée au minimum
à 0,5 %

Vos avantages :

- Désinfection fiable des surfaces pour la protection des patients et du personnel
- Possibilité d'amélioration de la conformité aux règles d'hygiène
- Évite un retraitement coûteux et chronophage et la préparation quotidienne de la solution d'application



DR. WEIGERT
Hygiène avec Système



En matière d'hygiène toujours à vos côtés – **en Europe et dans le monde entier:**

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
DE • Hamburg
info@drweigert.de
www.drweigert.de

Dr. Weigert (Schweiz) AG
CH • Zug
info@drweigert.ch
www.drweigert.ch

Dr. Weigert Belgium N.V.
BE • Kinrooi-Geistingen
info@drweigert.be
www.drweigert.be

Dr. Weigert España
ES • Madrid
info.spain@drweigert.com
www.drweigert.es

Dr. Weigert France SAS
FR • Villepinte
info@drweigert.fr
www.drweigert.fr

Dr. Weigert
Handelsgesellschaft m.b.H.
AT • Wien
info@drweigert.at
www.drweigert.at

Dr. Weigert Hungária Kft.
HU • Budapest
Info@drweigert.hu
www.drweigert.hu

Dr. Weigert Nederland BV
NL • Assen
info@drweigert.nl
www.drweigert.nl

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.
PL • Warszawa
office_pl@drweigert.com
www.drweigert.pl

Dr. Weigert UK Ltd
GB • Cannock
enquiry@drweigert.com
www.drweigert.uk

Dr. Weigert Management System – Certified according to DIN EN ISO 9001/13485/14001

www.drweigert.com

