



**DR. WEIGERT**  
Hygiène avec Système

Dentaire



La  
**gamme des  
produits.**

Nettoyage et désinfection des  
instruments dentaires.

**neodisher® –**  
notre expérience  
pour votre  
**sécurité.**

## Depuis plus de 30 ans

... neodisher® accompagne le développement technique du traitement des instruments dentaires et crée de nouveaux standards.

Les produits de la gamme neodisher® garantissent des résultats parfaits. Ils vous assurent aussi la longévité de vos instruments.

Notre savoir-faire fait face aux problèmes d'hygiène les plus compliqués et les plus sensibles. Une compétence en laquelle vous pouvez avoir toute confiance.

## La performance est notre exigence.

Un procédé de nettoyage et de désinfection validé et reproductible est le garant d'une hygiène parfaite. Utilisez pour cela la compétence et l'expérience technique de nos conseillers neodisher®. Nous répondons à vos questions au sujet du nettoyage et de la désinfection de vos instruments et vos accessoires.

neodisher® a toujours été avant-gardiste en ce qui concerne le développement des produits et procédés de nettoyage. Une collaboration étroite avec les fabricants d'instruments et de dispositifs médicaux est la meilleure base pour développer des procédés de nettoyage innovants. Des solutions sur mesure, dans une optique de sécurité et de préservation des instruments.

Utilisez le savoir-faire de Dr. Weigert pour organiser au mieux votre procédé de nettoyage efficace, sûr et économique. Ayez confiance en notre expérience et notre sens du service !

## Le service client est au cœur de nos préoccupations pour atteindre un résultat parfait.

Le service client chez Dr. Weigert signifie une prise en charge permanente, pour atteindre les meilleurs résultats, et ceci dans la durée. Sur la base d'une longue expérience et d'une excellente connaissance technique, nous sommes en mesure de répondre à vos questions. Le conseiller technique neodisher® sera votre interlocuteur privilégié, fiable et professionnel pour un parfait traitement de vos dispositifs dentaires.



## La gamme neodisher®

Traitement manuel de l'instrumentation dentaire .....	4
Traitement en laveur-désinfecteur de l'instrumentation dentaire : Nettoyage .....	5
Neutralisation .....	6
Rinçage .....	7
Soin et entretien .....	7
Désinfection des surfaces des dispositifs médicaux .....	8
Hygiène des mains .....	9
Matériel de dosage .....	10
Recommandations d'utilisation .....	11





# Traitement manuel de l'instrumentation dentaire

## Un bon traitement

... commence par le pré-traitement des instruments – c'est-à-dire, immédiatement après l'utilisation des instruments, afin d'éviter la formation de souillures complexes dues au séchage.

<b>Nettoyage et désinfection manuel</b>	neodisher® Septo PreClean ZP	neodisher® LM 2
Nettoyant	●	●
Désinfectant	●	
Sans aldéhydes	●	●
Souillures complexes	●	●
Élimination de l'humidité	●	

### neodisher® Septo PreClean ZP

**Détergent désinfectant – Concentré liquide –  
A base d'amines – Bactéricide, levuricide, tuberculocide, actif sur virus à enveloppe**

Nettoyage et pré-désinfection des instruments dentaires par immersion ou bac à ultrason. Assure la non-fixation des protéines, même pendant des temps de trempage prolongés de l'instrumentation (nuit ou week-end). Excellente compatibilité avec les dispositifs médicaux. Sans aldéhydes ni ammoniums quaternaires.



Bidon 5 l 4068 35

Flacon 10 x 1 l 4068 45

### neodisher® LM 2

**Détergent faiblement alcalin – Concentré liquide –**

Pour le nettoyage des instruments dentaires en bac à ultrasons. Recommandé pour l'élimination des souillures complexes, par exemple les ciments dentaires. Compatible avec l'acier inoxydable et les surfaces chromées. Peu moussant.



Bidon 10 l 4403 30

Flacon 10 x 1 l 4403 45

# Traitement en laveur-désinfecteur de l'instrumentation dentaire



Nettoyage en laveur-désinfecteur	neodisher® MediClean Dental	neodisher® MA Dental
Alcalin	●	●
Tensioactif	●	●
Enzymatique	●	
Liquide	●	
Pour matériaux sensibles	●	

## Le nettoyage en laveur-désinfecteur

... s'effectue avec des détergents alcalins qui peuvent contenir des tensioactifs et/ou des enzymes, selon le type de formule. Les agents tensioactifs permettent de solubiliser les souillures dans l'eau et les enzymes assurent la destruction des résidus organiques.

### neodisher® MediClean Dental

**Détergent enzymatique faiblement alcalin – Concentré liquide –**

Élimine efficacement les résidus de sang et protéiques. Protège le matériel. Adapté au nettoyage en machine de contre-angles.



Bidon 5 l 4053 33

### neodisher® MA Dental

**Détergent alcalin – Poudre –  
Sans additifs oxydants**

Permet un nettoyage optimal de l'instrumentation – protège le matériel.



Seau 10 kg 4113 76 | Flacon 12 x 1 kg 4113 87

# Traitement en laveur-désinfecteur de l'instrumentation dentaire

## Nos recommandations

... pour la neutralisation de résidus alcalins lors du nettoyage d'instruments dentaires dans les laveurs-désinfecteurs

Neutralisation	neodisher® N Dental	neodisher® Z Dental
Acide	●	●
Sans tensioactifs	●	●
Sans phosphates		●
Pour matériaux sensibles		●

### neodisher® N Dental

**Neutralisant – Concentré liquide – À base d'acide phosphorique. Sans tensioactifs**

Neutralise les résidus alcalins et enlève les taches, dépôts de calcaire et de rouille lors du traitement en machine des instruments dentaires. Convient également au nettoyage en immersion.



Bidon 5 l 4118 33

Flacon 12 x 1 l 4118 87

### neodisher® Z Dental

**Neutralisant – Concentré liquide – À base d'acide organique. Sans tensioactifs ni phosphates**

Neutralise les résidus alcalins lors du traitement en machine des instruments dentaires. Egalement adapté au nettoyage en machine de contre-angles.



Bidon 5 l 4055 33

Flacon 12 x 1 l 4055 87



# Traitement en laveur-désinfecteur et entretien de l'instrumentation dentaire



Rinçage et entretien des instruments	neodisher® MediKlar Dental	neodisher® Mielclear	neodisher® IP Spray
Rinçage	●	●	
Entretien des instruments			●
Application en machine	●	●	
Application à la main			●

## Les produits de rinçage

... améliorent le séchage sans traces lors du traitement en machine d'instruments et ustensiles dentaires.

### neodisher® MediKlar Dental

#### Produit de rinçage – Concentré liquide –

Contient des agents mouillants spéciaux qui améliorent le séchage en machine des instruments dentaires et contre-angles. Assure un séchage optimal des matériaux poreux tels que les plastiques.



Flacon 12 x 1 l 4776 49

### neodisher® Mielclear

#### Produit de rinçage – Concentré liquide –

Recommandé pour un séchage rapide en machine des instruments dentaires sans laisser de traces. Préviennent les éventuels risques de corrosion des instruments.



Flacon 12 x 1 l 4119 49

### neodisher® IP Spray

#### Produit d'entretien pour instruments – Spray – A base d'huile blanche médicale. Sans CFC

Pour l'entretien manuel ciblé d'instruments à articulation après un traitement en machine. N'occasionne aucune incrustation, n'a aucune influence sur la stérilisation dans des stérilisateurs à vapeur ou autoclaves. Inoffensif sur le plan toxicologique.



Spray 12 x 400 ml 4304 90



# Désinfection des surfaces des dispositifs médicaux

## neoform MED rapid

Produit de désinfection rapide – Solution prête à l'emploi

**Bactéricide, levuricide, tuberculocide, actif sur virus à enveloppe et norovirus**

Solution alcoolique prête à l'emploi pour une désinfection rapide des surfaces des dispositifs médicaux entre deux patients.



Flacon      12 x 0,75 l      4070 47





# Hygiène des mains



Hygiène des mains	triformin® wash	triformin® care	triformin® protect
Nettoyage des mains	●		
Soin des mains		●	
Protection de la peau			●

## triformin® wash

### Lotion de lavage

Pour nettoyer et soigner les mains et le corps. Très bonne tolérance cutanée, testée dermatologiquement. Convient particulièrement aux peaux normales, sèches et sensibles. A base de matières premières végétales, contient de l'aloé vera et du miel naturel. Sans savon et alcalins. Dosage avec le distributeur triformin® 1.0 et le distributeur triformin® 0.5.



Bidon	5 l	3173 35	Flacons	20 x 500 ml	3173 63
Flacons	10 x 1 l	3173 48			

## triformin® care

### Crème de soin pour la peau

Pour prendre soin de vos mains après le travail et pendant les pauses. Très bonne tolérance cutanée, testée dermatologiquement. Sans parfum. Dosage à partir du flacon de 500 ml avec le distributeur triformin® 0.5.



Flacons	6 x 500 ml	3105 39	Tubes	12 x 100 ml	3105 15
---------	------------	---------	-------	-------------	---------

## triformin® protect

### Crème de protection pour la peau

Protège durablement la peau contre le dessèchement. Protection longue durée et soin intense. Très bonne tolérance cutanée, testée dermatologiquement. Sans parfum. Dosage à partir du flacon de 500 ml avec le distributeur triformin® 0.5.



Flacons	6 x 500 ml	3102 39	Tubes	12 x 100 ml	3102 15
---------	------------	---------	-------	-------------	---------

# Matériel de dosage

## Aides à l'utilisation des produits

Clé en matière plastique pour ouvrir facilement les bidons et fûts	Réf 9810 07
Pompe pour bidon de 5 l et 10 l (30 ml par pression)	Réf 9807 01
Robinet pour bidon de 5 l, 10 l et 12 kg	Réf 9800 04
Embout de pulvérisation de neoform MED rapid	Réf 9500 07



## Bécher de mesure avec anse

Gobelet gradué 500 ml	Réf 9801 06
Gobelet gradué 1000 ml	Réf 9801 00



## Équipement personnel de protection

Gants de protection	Réf 9880 05
Lunettes de protection	Réf 9880 06
Flacon de rinçage oculaire	Réf 9880 07



## Bacs de trempage

Bac de désinfection de 3 l (avec tamis et couvercle)	Réf 9611 00
Bac de désinfection de 10 l (avec tamis et couvercle)	Réf 9611 20
Bac de désinfection de 30 l avec robinet (avec tamis et couvercle)	Réf 9611 40



## Distributeurs et distributeurs doseurs pour produits triformin®

Distributeurs doseurs	
Distributeur triformin® 1.0 gold* pour le dosage à partir de flacons de 1 l	Réf 9810 51
Distributeur triformin® 0.5 gold* pour le dosage à partir de flacons de 500 ml	Réf 9810 21
Distributeur triformin® 1.0 silver** pour le dosage à partir de flacons de 1 l	Réf 9810 52
Distributeur triformin® 0.5 silver** pour le dosage à partir de flacons de 500 ml	Réf 9810 22
Distributeur triformin® 1.0 basic*** pour le dosage à partir de flacons de 1 l	Réf 9810 53
Distributeur triformin® 0.5 basic*** pour le dosage à partir de flacons de 500 ml	Réf 9810 23
Distributeurs	
pour flacons de 1 l triformin® wash	Réf 9802 00
pour flacons de 0,5 l triformin® wash	Réf 9802 03
pour flacons de 0,5 l triformin® care et triformin® protect	Réf 9802 02
Support mural	
pour flacons de 1 l triformin® wash	Réf 9810 56
pour flacons de 0,5 l triformin® wash, triformin® care et triformin® protect	Réf 9810 59



\* Adapté au lavage en machine et à l'autoclavage; la pompe en acier inoxydable s'enlève facilement par l'avant

\*\* Adapté au lavage en machine et à l'autoclavage ; pompe en acier inoxydable

\*\*\* Avec pompe en plastique





## Recommandations d'utilisation

Traitement en laveur-désinfecteur	Instruments et ustensiles dentaires	Contre-angles
<b>Nettoyage</b>		
neodisher® MediClean Dental	●	●
neodisher® MA Dental	●	
<b>Neutralisation</b>		
neodisher® Z Dental	●	●
neodisher® N Dental	●	
<b>Rinçage</b>		
neodisher® MediKlar Dental	●	●
neodisher® Mielclear	●	●

## Nos conseils

Le tableau ci-contre présente une vue d'ensemble des combinaisons de produits pour le traitement en laveur-désinfecteur des différents instruments.

Nous recommandons la combinaison neodisher® MediClean Dental, neodisher® Z Dental et neodisher® MediKlar Dental, qui sont bien appropriés pour le traitement de matériels et ustensiles dentaires (gobelets de rinçage de bouche, plateaux réinfectés) et contre-angles.

Aperçu	neodisher® Septo PreClean ZP	neodisher® LM 2	neodisher® N Dental	neodisher® IP Spray	neoform® MED rapid
Prédésinfection des instruments dentaires	●				
Nettoyage manuel des instruments dentaires	●	●			
Désinfection manuelle des instruments dentaires	●				
Nettoyage en profondeur pour instruments dentaires			●		
Soin des instruments dentaires				●	
Désinfection de surfaces					●



**DR. WEIGERT**  
Hygiène avec Système

En matière d'hygiène  
toujours à vos côtés –  
en Europe et **dans  
le monde  
entier.**



Chemische Fabrik  
Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85  
20539 Hamburg  
Tel.: +49-40-7 89 60-0  
info@drweigert.de

Dr. Weigert  
Handelsgesellschaft m.b.H.  
Wienerbergstraße 11/12 a  
1100 Wien  
Tel.: +43-1-99460 6275  
info@drweigert.at

Dr. Weigert (Schweiz) AG  
Baarerstrasse 14  
6300 Zug  
Tel.: +41-41 561 32 90  
info@drweigert.ch

Dr. Weigert Nederland BV  
Balkendwarsweg 3  
9405 PT Assen  
Tel.: +31-592-31 93 93  
info@drweigert.nl

Dr. Weigert UK Ltd  
Watling Court, Orbital Plaza,  
Watling Street, Cannock  
WS11 0EL  
Tel.: +44-1543 404 633  
enquiry@drweigert.com

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.  
ul. Wybrzeże Gdynińskie 6A  
01-531 Warszawa  
Tel.: +48-22-616 02 23/31  
office\_pl@drweigert.com

Dr. Weigert España  
Edificio Cuzco IV  
Paseo de la Castellana 141,  
Planta 8  
28046 Madrid  
Tel.: +34-91 572 65 77  
info.spain@drweigert.com

Dr. Weigert France SAS  
22 avenue des Nations  
Immeuble le Raspail  
BP 88035 Villepinte  
95932 Roissy CDG Cedex  
Tel.: +33-1-48 67 90 33  
info@drweigert.fr

Dr. Weigert Hungária Kft.  
Hunyadi János út 16  
1117 Budapest  
Tel.: +36-1-237 06 04  
Info@drweigert.hu

Dr. Weigert Management System – Certified according to DIN EN ISO 9001/13485/14001

[www.drweigert.com](http://www.drweigert.com)