



Overal paraat waar het om hygiëne gaat –
in Europa en wereldwijd.



Dental



Het **Product-assortiment**

- Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg
Tel.: +49-40-7 89 60-0
info@drweigert.de
- Dr. Weigert
Handelsgesellschaft m.b.H.
Wienerbergstraße 11/12 a
1100 Wien
Tel.: +43-1-99460 6275
info@drweigert.at
- Dr. Weigert (Schweiz) AG
Baarerstrasse 14
6300 Zug
Tel.: +41-41 561 32 90
info@drweigert.ch
- Dr. Weigert Nederland BV
Balkendwarsweg 3
9405 PT Assen
Tel.: +31-592-31 93 93
info@drweigert.nl
- Dr. Weigert UK Ltd
Newmarket Suite 17
Keys Business Village
Keys Park Road
Cannock, WS12 2HA
Tel.: +44-1543478 817
enquiry@drweigert.com
- Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.
ul. Wyrzeże Gdyńskie 6A
01-531 Warszawa
Tel.: +48-22-616 02 23/31
office_pl@drweigert.com
- Dr. Weigert España
Edificio Cuzco IV
Paseo de la Castellana 141,
Planta 8
28046 Madrid
Tel.: +34-91 572 65 77
info.spain@drweigert.com
- Dr. Weigert France SAS
22 avenue des Nations
Immeuble le Raspail
BP 88035 Villepinte
95932 Roissy CDG Cedex
Tel.: +33-1-48 67 90 33
info@drweigert.fr
- Dr. Weigert Hungária Kft.
Hunyadi János út 16
1117 Budapest
Tel.: +36-1-237 06 04
info@drweigert.hu

D 1054 / 08-2015 © Dr. Weigert, Hamburg

Dr. Weigert Management System – Certified according to DIN EN ISO 9001/13485/14001

www.drweigert.com

Reiniging en desinfectie van tandheelkundige instrumenten

neodisher® –
Ervaring voor uw
zekerheid

Al meer dan 30 jaar

... begeleidt neodisher® de technische ontwikkeling van de instrumentreiniging – grensverleggend.

neodisher® concepten garanderen topresultaten en een lange levensduur van hoogwaardige materialen.

Met onze speciale technische kennis nemen we zelfs de moeilijkste taken op hygiënisch kwetsbare terreinen voor onze rekening. Deskundigheid waarop u kunt vertrouwen.

Deskundigheid en service in één.

Reproduceerbare en gevalideerde reinigings- en desinfectieprocessen zijn een voorwaarde voor een veilige hygiënische status. Maak daarom gebruik van onze competentie: De vakkennis van onze neodisher® adviseurs is een groot voordeel voor klanten van Dr. Weigert. Wij adviseren u over alle zaken die te maken hebben met reiniging en desinfectie van medische producten en accessoires.

Op het gebied van product- en procesontwikkeling ligt neodisher® altijd een stap vóór op de rest. Een nauwe samenwerking met de producenten van instrumenten en andere medische producten is de beste basis voor de ontwikkeling van innovatieve proceschemicaliën en het opzetten van nieuwe processen. Maatwerkoplossingen voor de praktijk – voor zekerheid en behoud van waarde!

Maak gebruik van de kennis van Dr. Weigert om hygiëneprocessen zodanig vorm te geven dat efficiency, zekerheid en doelmatigheid zich optimaal tot elkaar verhouden. Vertrouw op onze ervaring en onze service!

Systeemservice voor resultaten van topniveau.

Systeemservice staat voor een constante begeleiding, zodat er duurzame en optimale resultaten kunnen worden behaald. Op grond van onze tientallen jaren ervaring, een uitstekende vakkennis en een nauwe samenwerking met de fabrikanten van medische producten als reinigings- en desinfectieapparaten vinden wij op alle vragen snel de juiste antwoorden. De neodisher® adviseur is uw contactpersoon voor al uw vragen – betrouwbaar en professioneel, voor een veilige reiniging van medische producten.



neodisher® productassortiment

Handmatige reiniging van tandheelkundige instrumenten	4
Machinale reiniging van tandheelkundige instrumenten:	
Reiniging	5
Neutralisatie	6
Naspoeling	7
Verzorging	7
Oppervlaktereiniging en -desinfectie	8
Handhygiëne	9
Gebruiks- en doseerhulpmiddelen	10
Product overzicht	11





Handmatige reiniging van tandheeskundige instrumenten

De juiste reiniging

... begint met een professionele voorbehandeling van de instrumenten – liefst zo snel mogelijk na het gebruik, om te voorkomen dat opdroging het reinigingsproces nadelig beïnvloedt.

Handmatige reiniging en desinfectie	neodisher® Septo PreClean	neodisher® LM 2	neodisher® Septo MED
reinigend	●	●	●
desinfecterend	●		●
aldehydevrij	●	●	●
hardnekkig vuil	●	●	
natte behandeling	●		

neodisher® Septo PreClean

Reinigings- en desinfectiemiddel – Vloeibaar concentraat –
Op basis van aminen – bactericide, levurocide, beperkt virusdodend

Voor de handmatige reiniging en desinfectie vóór de machinale reiniging en voor onderdompeling gedurende langere tijden, bijvoorbeeld 's nachts of in het weekend. Met goed reinigingseffect en zeer veilig voor de materialen, niet proteïnefixerend. Bevat geen aldehyden en quaternaire ammoniumverbindingen. Opgenomen in de VAH¹-lijst en in de virucidenlijst van de IHO².



Jerrycan	5 L	4503 35	Flessen	10 x 1 L	4503 45
----------	-----	---------	---------	----------	---------

neodisher® LM 2

Licht alkalische reiniger – Vloeibaar concentraat –

Voor het reinigen van tandheeskundige instrumenten in het ultrasoon-en dompelbad. Ondersteunt de verwijdering van tandcement en andere hardnekkige resten. Geschikt voor RVS- en verchromde instrumenten. Schuimarm.



Jerrycan	10 L	4403 30	Flessen	10 x 1 L	4403 45
----------	------	---------	---------	----------	---------

neodisher® Septo MED

Desinfectiemiddel – Vloeibaar concentraat –
Bevat geen aldehyden – Bactericide, levurocide, beperkt virusdodend

Met reinigende werking. Voor gebruik in het dompel- en ultrasoundbad. Opgenomen in de VAH¹-lijst en in de virucidenlijst van de IHO².



Jerrycan	5 L	4311 35	Jerrycans	6 x 2 L	4311 42
----------	-----	---------	-----------	---------	---------

Machinale reiniging van tandheeskundige instrumenten



Machinale reiniging

Machinale reiniging	neodisher® MediClean Dental	neodisher® FA Dental	neodisher® MA Dental
alkalisch	●	●	●
bevat tensiden	●		●
enzymatisch	●		
vloeibaar	●	●	
bijzonder mild voor het materiaal	●		
voor thermodesinfectoren van Miele en Melag	●	●	●

De machinale reiniging

... gebeurt met alkalische reinigers die, afhankelijk van het producttype, ook tensiden en enzymen kunnen bevatten. Door middel van tensiden kunnen niet-wateroplosbare stoffen met water worden opgenomen en in oplossing worden gebracht. Enzymen ondersteunen de afbraak van organische resten.

neodisher® MediClean Dental

Licht alkalische, enzymatische reiniger – Vloeibaar concentraat –

Verwijdert effectief bloed- en eiwitresten. Bijzonder mild voor het materiaal. Ook geschikt voor de machinale reiniging van hand- en hoekstukken. Aanbevolen voor thermodesinfectoren van Miele en Melag.



Jerrycan	5 L	4053 33
----------	-----	---------

neodisher® FA Dental

Alkalische reiniger – Vloeibaar concentraat –
Bevat geen tensiden of oxiderende toevoegingen

Zeer veilig voor materialen en toch een grondige reiniging. Aanbevolen voor thermodesinfectoren van Miele en Melag.



Jerrycan	5 L	4124 33
----------	-----	---------

neodisher® MA Dental

Alkalische reiniger – Poeder –
Bevat geen oxiderende toevoegingen

Zeer veilig voor materialen en toch een grondige reiniging. Aanbevolen voor thermodesinfectoren van Miele en Melag.



Emmer	10 kg	4113 76	Flessen	12 x 1 kg	4113 87
-------	-------	---------	---------	-----------	---------

Machinale reiniging van tandheelkundige instrumenten

Onze adviezen

... voor de neutralisatie van alkalische resten bij de machinale reiniging van tandheelkundige instrumenten in reinigings- en desinfectieapparaten

Neutralisatie	neodisher® N Dental	neodisher® Z Dental
zuur	●	●
vrij van tensiden	●	●
fosfaatvrij		●
voor kwetsbare materialen		●

neodisher® N Dental

Neutralisatiemiddel – Vloeibaar concentraat – Op basis van fosforzuur. Bevat geen tensiden

Neutraliseert alkalische residuen en verwijdert verkleuringen, kalkafzettingen en corrosie bij de machinale reiniging van tandheelkundige instrumenten. Ook geschikt voor de basisreiniging van tandheelkundige instrumenten in een dompelbad. Aanbevolen voor thermodesinfectoren van Miele en Melag.



Jerrycan	5 L	4118 33	Flessen	12 x 1 L	4118 87
----------	-----	---------	---------	----------	---------

neodisher® Z Dental

Neutralisatiemiddel – Vloeibaar concentraat – Op basis van organische zuren. Bevat geen tensiden en fosfaten

Neutraliseert alkalische residuen bij de machinale reiniging van tandheelkundige instrumenten. Ook geschikt voor de machinale reiniging van hand- en hoekstukken. Aanbevolen voor thermodesinfectoren van Miele en Melag.



Jerrycan	5 L	4055 33	Flessen	12 x 1 L	4055 87
----------	-----	---------	---------	----------	---------

Machinale reiniging en verzorging van tandheelkundige instrumenten

Naspoeling en instrumentenverzorging

	neodisher® MediKlar Dental	neodisher® Mielclear	neodisher® IP Spray
Naspoelmiddel	●	●	
Instrumentenverzorgingsmiddel			●
voor machinaal gebruik	●	●	
voor handmatig gebruik			●

Naspoelmiddelen

... maken een betere en vlekvrije droging mogelijk bij de machinale reiniging van tandheelkundige instrumenten en tandartsbenodigdheden.

neodisher® MediKlar Dental

Naspoelmiddel – Vloeibaar concentraat –

Met speciale bevochtigingsmiddelen voor een verbeterde droging bij de machinale reiniging van tandheelkundige instrumenten, met inbegrip van hand- en hoekstukken en tandartsbenodigdheden. Ook zeer geschikt voor lastig bevochtigbare materialen, zoals kunststoffen. Aanbevolen voor thermodesinfectoren van Miele en Melag.



Flessen	12 x 1 L	4776 49
---------	----------	---------

neodisher® Mielclear

Naspoelmiddel – Vloeibaar concentraat –

Voor een snelle en vlekvrije droging bij de machinale reiniging van tandheelkundige instrumenten en tandartsbenodigdheden. Met corrosiebescherming. Aanbevolen voor thermodesinfectoren van Miele.



Flessen	12 x 1 L	4119 49
---------	----------	---------

neodisher® IP Spray

Instrumentenverzorgingsmiddel – Spray – Op basis van medische paraffine. CFK-vrij

Voor de gerichte handmatige verzorging van scharnierende instrumenten na machinale reiniging. Geen korstvorming. Geen nadelige effecten op latere sterilisatie met stoom of hete lucht en toxicologisch veilig.



Spraycan	12 x 400 ml	4304 90
----------	-------------	---------





Oppervlaktereiniging en -desinfectie

neoform MED AF*

Aldehydevrije desinfecterende reiniger – Vloeibaar concentraat – Bactericide, tuberculocide, levurocide, beperkt virusdodend.

Voor reiniging en desinfectie van medische producten en medisch instrumentarium. Te gebruiken in schrob/zuig apparatuur met roterende borstels en sproeiers. Opgenomen in de VAH¹-lijst en in de virucidenlijst van de IHO².



Jerrycan 5 L 4056 35

neoform MED FF*

Desinfecterende reiniger – Vloeibaar concentraat – Bactericide, tuberculocide, levurocide, virusdodend, effectief tegen C. difficile

Voor reiniging en desinfectie van medische producten en medisch instrumentarium. Te gebruiken in schrob/zuig apparatuur met roterende borstels en sproeiers. Opgenomen in de VAH¹-lijst en in de virucidenlijst van de IHO².



Jerrycan 5 L 4057 35

neoform MED rapid

Instantdesinfectiemiddel – Gebruiksklare oplossing – Bactericide, levurocide, tuberculocide, beperkt virusdodend, effectief tegen norovirussen

Alcoholoplossing voor desinfectie van medische producten. Voor wis- of sproei- methode. Opgenomen in de VAH¹-lijst en in de virucidenlijst van de IHO².



Flessen 12 x 0,75 L 4070 47

* Desinfectiemiddel voorzichtig gebruiken. Voor gebruik altijd etiket en productinformatie lezen.



Handhygiëne



Handhygiëne

Handhygiëne	triformin® wash	triformin® care	triformin® protect
Reiniging van de handen	●		
Verzorging van de handen		●	
Bescherming van de huid			●

triformin® wash

Waslotion

Voor een verzorgende reiniging van handen en lichaam. Zeer huidvriendelijk, dermatologisch getest. Bijzonder geschikt voor de normale, droge en gevoelige huid. Op basis van natuurlijke plantaardige grondstoffen, met aloë vera en natuurlijke bijenhoning. Bevat geen zeep of alkalische stoffen. Dosering door middel van de triformin® dispenser 1.0 en triformin® dispenser 0.5.



Flessen 10 x 1 L 3173 48 | Flessen 20 x 500 ml 3173 63

triformin® care

Huidverzorgingscrème

Voor de verzorging van de handen na het werk en in de pauzes. Zeer huidvriendelijk, dermatologisch getest. Parfumvrij. Dosering vanuit de 500 ml fles met behulp van de triformin® dispenser 0.5.



Flessen 6 x 500 ml 3105 39 | Tubes 12 x 100 ml 3105 15

triformin® protect

Huidbeschermende crème

Beschermt de huid langdurig tegen uitdroging. Langdurige bescherming en intensieve verzorging. Zeer huidvriendelijk, dermatologisch getest. Parfumvrij. Dosering vanuit de 500 ml fles met behulp van de triformin® dispenser 0.5.



Flessen 6 x 500 ml 3102 39 | Tubes 12 x 100 ml 3102 15

Gebruiks- & doseer- hulpmiddelen

Doseer- en gebruikshulpmiddelen

Sleutel van kunststof voor eenvoudig openen van jerrycans en drums
Jerrycanpomp voor 5 L en 10 L jerrycans (30 ml dosering)
Aftapkraan voor 5 L en 10 L jerrycans
Sproeikop voor neoform MED rapid

Art.nr. 9810 07
Art.nr. 9807 01
Art.nr. 9800 04
Art.nr. 9500 07



Doseer- en maatbeker

500 ml maatbeker met schaalverdeling
1000 ml maatbeker met schaalverdeling

Art.nr. 9801 06
Art.nr. 9801 00



Persoonlijke beschermingsmiddelen

Beschermende handschoenen
Veiligheidsbril
Oogspoelfles

Art.nr. 9880 05
Art.nr. 9880 06
Art.nr. 9880 07



Desinfectiebakken

3 L-desinfectiebak (met zeefinzet en deksel)
10 L-desinfectiebak (met zeefinzet en deksel)
30 L-desinfectiebak met aftapkraan (met zeefinzet en deksel)

Art.nr. 9611 00
Art.nr. 9611 20
Art.nr. 9611 12



Doseer- en drukdispensers voor triformin® producten

Doseerdispensers
triformin® dispenser 1.0 gold* voor dosering uit 1 L-flessen
triformin® dispenser 0.5 gold* voor dosering uit 500 ml-flessen
triformin® dispenser 1.0 silver** voor dosering uit 1 L-flessen
triformin® dispenser 0.5 silver** voor dosering uit 500 ml-flessen
triformin® dispenser 1.0 basic*** voor dosering uit 1 L-flessen
triformin® dispenser 0.5 basic*** voor dosering uit 500 ml-flessen

Art.nr. 9810 51
Art.nr. 9810 21
Art.nr. 9810 52
Art.nr. 9810 22
Art.nr. 9810 53
Art.nr. 9810 23



Drukdispensers
voor 1 L-flessen triformin® wash
voor 0,5 L-flessen triformin® wash
voor 0,5 L-flessen triformin® care en triformin® protect

Art.nr. 9802 00
Art.nr. 9802 03
Art.nr. 9802 02

Wandhouders
voor 1 L-flessen triformin® wash
voor 0,5 L-flessen triformin® wash, triformin® care en triformin® protect

Art.nr. 9810 56
Art.nr. 9810 59

* Geschikt voor vaatwasser en autoclaaf; roestvrijstalen pomp kan naar voren toe worden uitgenomen
** Geschikt voor vaatwasser en autoclaaf; met RVS pomp
*** Met kunststof pomp



Product overzicht

Machinale reiniging	Tandheelkundige instrumenten en benodigdheden	Hand- en hoekstukken
Reiniging		
neodisher® MediClean Dental	●	●
neodisher® FA Dental	●	
neodisher® MA Dental	●	
Neutralisatie		
neodisher® Z Dental	●	●
neodisher® N Dental	●	
Naspoeling		
neodisher® MediKlar Dental	●	●
neodisher® Mielclear	●	●

Ons advies

De tabel hiernaast geeft voor de machinale reiniging een overzicht van de optimale combinatie van proceschemicaliën, afhankelijk van de instrumenten die gereinigd moeten worden.

Wij adviseren de combinatie van neodisher® MediClean Dental, neodisher® Z Dental en neodisher® MediKlar Dental, die door het hoge beschermingsniveau voor de materialen even geschikt is voor de reiniging van tandheelkundige instrumenten en tandartsbenodigdheden (trays, mondspoelbekers, nierschalen) als voor hand- en hoekstukken.

Overzicht	neodisher® Septo PreClean	neodisher® LM 2	neodisher® Septo MED	neodisher® N Dental	neodisher® IP Spray	neoform® MED AF*	neoform® MED FF*	neoform® MED rapid
Onderdompelen van tandheelkundige instrumenten	●							
Handmatige reiniging van tandheelkundige instrumenten	●	●	●					
Handmatige desinfectie van tandheelkundige instrumenten	●		●					
Grondreiniging van tandheelkundige instrumenten				●				
Verzorging van tandheelkundige instrumenten					●			
Oppervlaktereiniging						●	●	
Oppervlaktedesinfectie						●	●	●

* Desinfectiemiddel voorzichtig gebruiken. Voor gebruik altijd etiket en productinformatie lezen.