



**DR. WEIGERT**  
Hygiène avec Système

Médical | Laboratoire | Pharmaceutique & Cosmétique



DR. WEIGERT  
3 L

neoform<sup>®</sup>  
**Rapid**<sup>1</sup>

Désinfection rapide à base d'alcool pour les surfaces dans les domaines médical, laboratoire, pharmaceutique et cosmétique

# neoform® Rapid<sup>1</sup> –

## Désinfection rapide pour les surfaces dans les domaines médical, laboratoire, pharmaceutique et cosmétique

### neoform® Rapid<sup>1</sup>

Solution alcoolique prête à l'emploi pour la désinfection rapide ciblée de

- surfaces de dispositifs médicaux tels que des tables chirurgicales et d'autres surfaces dans les hôpitaux ainsi que les cabinets médicaux et dentaires
- Surfaces et appareils dans les domaines pharmaceutique et cosmétique
- Surfaces dans le domaine des laboratoires comme les paillasses par ex.
- Bactéricide, levuricide, fongicide, tuberculocide, effet virucide limité et active contre les norovirus, adénovirus et rotavirus
- Les surfaces à désinfecter doivent être résistantes aux désinfectants alcooliques



neoform® Rapid<sup>1</sup>:  
12 x 0,75 L Flacon  
5643 47

### L'application:

- Appliquer **neoform® Rapid<sup>1</sup>** pur sur les surfaces propres et sèches de sorte à les mouiller puis essuyer les surfaces à désinfecter
- Selon l'action désinfectante souhaitée, respecter les durées d'action indiquées
- Convient aussi pour être utilisé avec les système de lingettes Dr. Weigert neoform wipes RTF
- Séchage rapide sans laisser la moindre trace, ne nécessite pas de rinçage
- Efficacité étendue même après une brève durée d'action
- Substances actives dans 100 g : 35,0 g de propan-1-ol et 25,0 g d'éthanol

### Recommandation d'utilisation (20 °C):

Efficacité désinfectante  
(en conditions de propreté, surfaces prélavées)

Bactéricide (VAH <sup>2</sup> , EN 13727, EN 16615)	non dilué, 1 min
Levuricide (VAH <sup>2</sup> , EN 13624, EN 16615)	non dilué, 1 min
Fongicide (EN 13624)	non dilué, 3 min
Tuberculicide (EN 14348)	non dilué, 30 sec
Virucide limité (y compris VHB, VHC,VIH) (EN 14476) (RKI/DVV <sup>3</sup> )	non dilué, 15 sec
Virucide limité PLUS (adénovirus, norovirus, y compris tous les virus enveloppés) (EN 14476)	non dilué, 2 min
actif contre les rotavirus (EN 14476)	non dilué, 1 min
Liste VAH <sup>2</sup>	non dilué, 5 min

**neoform® Rapid<sup>1</sup>** agit rapidement et sèche sans laisser de trace. Actif contre les norovirus dès un temps d'action de 2 minutes!

## Notre compétence – Votre avantage:

- Temps d'action réduits, large spectre d'action
- Sans aldéhydes, colorants et parfums
- Très agréable à utiliser
- Virucide limité PLUS !



- Selon les normes dernières normes Européennes en vigueur
- Ne nécessite aucun rinçage
- L'utilisation en combinaison avec le système de lingettes Dr. Weigert neoform wipes RTF satisfait aux exigences de la recommandation VAH<sup>4</sup> actuelle
- Convient à la désinfection rapide en cas d'épidémie de norovirus

<sup>1</sup> Utiliser le produit désinfectant avec précaution. Avant toute utilisation, toujours lire l'étiquette et la fiche produit.

<sup>2</sup> Verbund für Angewandte Hygiene [fédération allemande pour l'hygiène appliquée]

<sup>3</sup> D'après les directives de contrôle de l'Institut Robert Koch et de la Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung von Viruskrankheiten [association allemande de lutte contre les maladies virales]

<sup>4</sup> Recommandation pour le contrôle de points critiques lors de l'utilisation de distributeurs de lingettes dans un système de préimprégnation pour la désinfection des surfaces (Hyg Med 2012; 37-11)