



**DR. WEIGERT**  
Sistemas de Higiene

Medicina



neodisher®  
**Dekonta Med**

Detergente desinfectante para el reprocesamiento mecánico de bastidores de camas y productos sanitarios

# neodisher® Dekonta Med:

## detergente desinfectante para el reprocesamiento mecánico de bastidores de camas y productos sanitarios

### neodisher® Dekonta Med

Concentrado líquido para

- Limpieza y desinfección combinada en unidades de descontaminación de, por ejemplo, bastidores de camas, contenedores para instrumental quirúrgico, mesas de operaciones y otros productos sanitarios no críticos
- Eficacia bactericida, levuricida y viricida limitada
- La solución de aplicación tiene un pH neutro dentro de un rango de pH de 5 a 8 siempre que se utilice agua blanda



neodisher® Dekonta Med:  
barril de 200 kg  
5242 13



neodisher® Dekonta Med:  
bidón de 20 l  
5242 26

### Aplicación:

- neodisher® Dekonta Med puede utilizarse en unidades de descontaminación
- La dosificación se realiza a través del dosificador propio de la máquina
- La concentración, la temperatura y el tiempo de reacción dependen del tipo de máquina
- Eficacia completa tras un breve tiempo de reacción
- Principios activos en 100 g:  
2,25 g de cloruro de benzalconio, 0,7 g de N,N-didecil-N-metil-poli(oxietil)propionato de amonio

### Recomendaciones de uso:

Eficacia desinfectante a 50 °C (alto nivel de suciedad)

bactericida (EN 13727, EN 14561)	10 ml/l (1,0 %), 2 min 5 ml/l (0,5 %), 5 min
levuricida (EN 13624, EN 14562)	7,5 ml/l (0,75 %), 5 min
viricida limitado (incl. VHB, VHC, VIH) (RKI/DVV) <sup>1</sup>	10 ml/l (1,0 %), 2 min

Eficacia desinfectante a 55 °C (alto nivel de suciedad)

bactericida (EN 13727, EN 14561)	10 ml/l (1,0 %), 2 min
levuricida (EN 13624, EN 14562)	5 ml/l (0,5 %), 2 min
viricida limitado (incl. VHB, VHC, VIH) (RKI/DVV) <sup>1</sup>	5 ml/l (0,5 %), 2 min

Eficacia desinfectante a 60 °C (alto nivel de suciedad)

bactericida (EN 13727, EN 14561)	5 ml/l (0,5 %), 2 min
levuricida (EN 13624, EN 14562)	5 ml/l (0,5 %), 2 min
viricida limitado (incl. VHB, VHC, VIH) (RKI/DVV) <sup>1</sup>	5 ml/l (0,5 %), 2 min

## Nuestras **calidades**, su **ventaja**:

- Tiempos de reacción breves, buena eficacia con altos niveles de suciedad
- Viricida limitado



- Eficacia bactericida, levuricida y viricida limitada: la eficacia contra los virus con envoltura (incluidos el VHB, el VIH y el VHC) ha sido probada y confirmada de conformidad con las directrices de RKI/DVV<sup>1</sup>
- Cumple con los requisitos del AK-BWA<sup>2</sup> y de la norma DIN EN ISO 15883-7

<sup>1</sup> Según las directrices de evaluación del Instituto Robert Koch (RKI) y de la Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (Asociación alemana para el control de enfermedades víricas, DVV)  
<sup>2</sup> Arbeitskreis Bettgestell- und Wagendekontaminationsanlagen (Grupo de trabajo sobre sistemas de descontaminación de bastidores de camas y carros)