

neodisher[®] LM 10



Folyékony tisztító- és fertőtlenítőszer
kézi tisztításhoz és fertőtlenítéshez
OKBI/812/2000. Biocid reg. szám: BT 161007

Fő alkalmazási terület: Biológiai, egészségügyi és élelmiszergazdasági laborüvegek és más laboreszközöké kézi tisztítása és fertőtlenítése.
Állatketrecek kézi tisztítása, merítéses módszerrel.

Tulajdonságok: A neodisher LM 10 folyékony, lúgos kémhatású, dekontamináló és fertőtlenítő tulajdonságú tisztítószer.
A neodisher LM 10 habzásmentes tisztítószer, ezért előmosáshoz is alkalmazható, amit öblítés nélkül is követhet a fő, (gépi) mosás.

A neodisher LM 10 radioaktív maradékokkal szennyezett tárgyak dekontaminálására is kiválóan bevált. Maradéktalanul eltávolítja a szerves eredetű szennyeződések is. Állatketrecek és azok tartozékainak fertőtlenítésére is alkalmas.

A neodisher LM 10 aktívklórt tartalmaz, baktericid, fungicid és vírusinaktiváló hatású termék. Baktericid és fungicid hatását szakértői vélemények igazolják (GD 4401/2-86).

A neodisher LM 10 oldatai nem támadják meg az üveget, a kerámiát és a porcelánt. Amennyiben gumi, műanyagok és fémek tisztítására alkalmazzák, használat előtt meg kell győződni arról, hogy e tárgyakat nem támadja-e meg.

A neodisher LM 10 bármely keménységi fokú vízben használható.

Adagolás: Merítéses tisztítás és fertőtlenítés:
átlagos szennyezettség: 2 %-os koncentráció
erős szennyezettség: 5 %-os koncentráció
rendkívüli mértékű szennyezettség: 20 %-os koncentráció

2 - 5 órán át, szükség esetén egy éjszaka.
A neodisher LM 10 oldatati használat után alaposan le kell öblíteni.

Műszaki adatok: Fajsúly (20 °C): 1,2 g/cm³
pH-érték (20 °C-os ionmentes vízben) 2 - 20 %: 12,2 - 13,9
Viszkozitás (koncentrátum, 20 °C): < 10 mPas
Titrálási faktor: 1,90 (neodisher titrálási módszer szerint)

- Összetétel:** EG-ajánlásnak megfelelő hatóanyagok:
< 5 % klór bázisú fehérítő (nátriumhypoklorid)
5 - 15 % foszfátok
Egyéb komponensek: alkáliák
- Fiziológia:** A termék nem tartalmaz peszticideket és klórozott szénhidrogéneket. Rendeltetésszerű használat mellett megfelel a német élelmiszertörvénynek (LMBG).
- Tárolás:** - 5 °C alatti hőmérsékleten fagyérzékeny. A termék érzékeny a hőre és a napsugárzásra. Hűvös helyen 1 évig eltartható.
- Veszélyek és balesetvédelmi előírások:** Besorolása az EU veszélyes hatóanyagokról szóló rendelete értelmében:
veszélyességi fok C: maró hatású
2 - 5 % folyékony káliumhidroxidot és < 5 % aktívklórt tartalmaz
- Veszélyforrások:**
R 31 - Savakkal érintkezve mérgező gáz (klórgáz) termelődik.
R 34 - Égési sérülést okoz.
- Balesetvédelmi előírások:**
S 2 Gyermekektől elzárt helyen tárolandó.
S 26 Ha szembe kerül, azonnal öblítse ki bő vízzel és forduljon orvoshoz.
S 27 A termékkel szennyezett ruházatot azonnal le kell vetni.
S 28 Ha bőrrel érintkezik, azonnal öblítse le bő vízzel.
S36/37/39 Védőöltözet, védőkesztyű, védőszemüveg / arcvédő használata kötelező.
S 45 Baleset vagy rosszullet esetén azonnal hívjon orvost (az orvosnak mutassa meg a csomagoláson látható címkét).