

neodisher® LM 10

reinigingsmiddel

Dr. Weigert Nederland BV
Postbus 865
9400 AW ASSEN
Tel.: 0592 319 393
Fax: 0592 310 117
e-mail: info@drweigert.nl
web site: www.drweigert.nl

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED:

Handmatige reiniging (in een dompelbad) van **glaswerk en toebehoren** in medische en biologische laboratoria alsmede , laboratoria in de voedingsmiddelenindustrie.

Tevens geschikt voor de **handmatige** (voor)reiniging (in een dompelbad) van **dierkooien**.

EIGENSCHAPPEN:

- Alkalisch middel
- Dankzij schuimremmende eigenschappen geschikt voor *voorreiniging* waarna *zonder tussenspoeling* kan worden overgegaan op machinale reiniging
- Verwijdert radioactieve verontreinigingen evenals moeilijk oplosbare organische vervuiling
- Geschikt voor glas, porselein en keramische materialen
- neodisher® LM10 is bij alle waterhardheden inzetbaar

DOSERING/GEBRUIK:

- **Dompelbad:**
normale vervuiling: **20** ml/l
sterke vervuiling: **50** ml/l
extreme vervuiling: **200** ml/l

Inwerktijd: **2 – 5** uur; eventueel 's nachts laten overstaan.

NB:

Rubber, kunststof en metalen voorwerpen dienen op *bestendigheid* getest te worden!

Niet vermengen met andere producten!

Gebruiksoplossing na afloop goed *wegspoelen* (bij voorkeur met *RO-* of *demiwater*)

Niet vermengen met andere producten!

Alleen voor **beroepsmatig** gebruik!

PRODUCTGEGEVENS:

Verschijningsvorm:	vloeibaar
S.g. (bij 20 °C):	1,2 g/ cm ³
pH (in gedemineraliseerd water bij 20 °C) 20 – 200 ml/l:	12,2 – 13,9
Viscositeit (concentraat, 20 °C):	< 10 mPas
Houdbaarheid:	12 maanden (zie opslagcondities!)

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit trekt niet tot de vrijstelling van de gebruiker om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.

neodisher® LM 10

reinigingsmiddel

Dr. Weigert Nederland BV
Postbus 865
9400 AW ASSEN
Tel.: 0592 319 393
Fax: 0592 310 117
e-mail: info@drweigert.nl
web site: www.drweigert.nl

SAMENSTELLING (conform EG detergentenrichtlijn 648/2004):

- < 5 % Bleekmiddel op chloorbasis (actiefchloor)
- 5 – 15 % Fosfaten

HANTERING EN OPSLAG:

Advies voor veilig hanteren:	De gebruikelijke zorgvuldigheid in acht nemen die voor het omgaan met chemie en reinigingsmiddelen gelden. Bij correct gebruik zijn verder geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.
Opslag:	Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.
Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag:	-
Minimum / maximum temperatuur:	zie etiket.
Overig:	Niet blootstellen aan direct zonlicht. Reageert met: zuur, geconcentreerd

GEGEVENS T.B.V. WEGTRANSPORT (ADR):

UN nummer:	1814
	Kaliumhydroxide, oplossing
Klasse: 8	Verpakkingsgroep: II

BIJZONDERE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VOOR HET GECONCENTREERDE PRODUCT:

Classificatie volgens richtlijn 99/45/EC		
Gevarensymbool:	C	bijtend
	Bevat:	kaliumhydroxide
Bijzondere gevaren:	R 34	Veroorzaakt brandwonden.
Veiligheidsaanbevelingen:	S 26	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
	S 27	Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
	S 28	Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water
	S36/37/39	Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.
	S 45	Ingeval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
	Lege verpakkingen alleen afvoeren als ze grondig zijn uitgespoeld en afgesloten zijn. Voor het afvoeren van achtergebleven product: zie het Veiligheids Informatieblad.	

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit trekt niet tot de vrijstelling van de gebruiker om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.
Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.
Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neodisher® LM 10

reinigingsmiddel

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

WATERBEZWAARLIJKHEID (VLGS ABM): Weinig schadelijk voor in water levende organismen
SANERINGSINSPANNING: B

VERPAKKING(EN):

Artikelnummer fabrikant:	Bestelnummer:	Verpakkingsvorm:
440130	608138	10 L

Versie: 11-08-2008 (vervangt versie: 14-02-2007)

Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven.

Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl !

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit trekt niet tot de vrijstelling van de gebruiker om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.