

neodisher® LaboClean LA



Por alakú, lúgos gépi mosogatószer speciális célokra
OKBI/562/2000.

Az alábbiak eltávolítására

olajok, zsírok, gyanták, paraffinok, szerves festékek, színezékek

Fő alkalmazási területek

élelmiszeripari, kozmetikai és gyógyszerészeti laboratóriumok, ásványolaj-ipari és más ipari laboratóriumok

A neodisher LaboClean LA emulgátorokat és diszpergáló hatóanyagokat, valamint lúgokat tartalmaz. Alumínium, eloxál és könnyűfém ötvözetek tisztítására nem alkalmas. A boroszilikát-üvegeket nem támadja meg, a nátron-üvegek idővel homályossá válhatnak. A neodisher LaboClean LA bármely keménységű vízben használható.

Adagolás: 2 - 5 g/l

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Élelmiszeripar

Az alábbiak eltávolítására:

Gyanták, paraffinok, olajok és zsírok, valamint ezek készítményei.

Mosogatás: 2 - 5 g/l neodisher LaboClean LA

Hőmérséklet: 60 - 95 °C

Gyanták és más makacs szennyeződések eltávolításához esetleg neodisher LM 3-al végzett előmosás elvégzése szükséges.

Semlegesítés: 2 g/l neodisher N

Ásványolaj-ipar, kozmetikai és gyógyszeripar

Az alábbiak eltávolítására:

Olajok, zsírok, balzsamok, krémek.

Mosogatás: 2 - 5 g/l

Hőmérséklet: 95 °C-ig

Az emulgáló hatás fokozására neodisher EM adható az oldathoz.

A hidegen is könnyen habzó olajok és zsírok esetén, a hidegvizes betáplálású mosogatógépekben neodisher Entschäumer S használata ajánlott.

Semlegesítés: 2 g/l neodisher N

Festékipar

Az alábbiak eltávolítására:
szerves festékanyagok, pl.: azo- és cianinfestékek.
Mosogatás: 3 g/l neodisher LaboClean LA
Hőmérséklet: 95 °C-ig
Semlegesítés: 2 g/l neodisher N

MŰSZAKI ADATOK

EG-ajánlásnak megfelelő hatóanyagok:

< 5 % polikarboxilátok, nem ionos tenzidek

15 - 30 % foszfátok

Egyéb komponensek: alkáliák, karbonátok, szilikátok.

Ömlesztett súly: 995 - 1.045 g/l

pH-érték (20 °C-os, ioncserélt vízben) 2 - 5 g/l: 12,0 - 12,5

Titrálási faktor: 0,17 (neodisher titrálási útmutató szerint)

Biológiai lebonthatóság:

A termék megfelel az 1987.03.19-i keltezésű német mosó- és tisztítószerekről szóló törvénynek valamint az 1977.01.30-án módosított, 1987.03.19-i, tenzidek lebonthatóságát szabályozó rendelet előírásainak (90%-ot meghaladó lebonthatóság biológiai úton).

Fiziológia:

A termék nem tartalmaz peszticideket és klórozott szénhidrogéneket. Rendeltetésszerű használat mellett megfelel a német élelmiszertörvénynek (LMBG).

Tárolás: A csomagolást minden esetben zárjuk le. Nedvességtől védett helyen tárolandó.

VESZÉLYEK ÉS BALESETVÉDELMI AJÁNLÁSOK:

Besorolása az EU veszélyes hatóanyagokról szóló rendelete értelmében a termék:

C: - maró hatású

> 5 % szilárd nátriumhidroxidot tartalmaz

Veszélyforrások:

R 35 - Súlyos égési sérülést okoz.

Balesetvédelmi ajánlások:

S 2 Gyermekektől elzárt helyen tárolandó.

S 22 A port nem szabad belélegezni.

S 26 Ha szembe kerül, azonnal öblítse ki bő vízzel és forduljon orvoshoz.

S 27 A termékkel szennyezett ruházatot azonnal le kell vetni.

S 28 Ha bőrrel érintkezik, azonnal öblítse le bő vízzel.

S 37/39 Védőöltözet, védőkesztyű, védőszemüveg / arcvédő használata kötelező.

S 45 Baleset vagy rosszullet esetén azonnal hívjon orvost (az orvosnak mutassa meg a csomagoláson látható címkét).