

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED:

Machinale reiniging van glaswerk en toebehoren in laboratoria voor de voedingsmiddelentechnologie en, ondermeer, de cosmetica- en farmaceutische industrie.

EIGENSCHAPPEN:

- Alkalisch middel met een hoog aandeel emulgatoren en disperseermiddelen
- Verwijdert oliën, vetten, harsen, paraffine en organische kleurstoffen.
- Boven 30 °C geen schuimvorming
- Geschikt voor roestvaststaal, edelmetalen en borosilicaatglas
- Geschikt voor alle waterhardheden

DOSERING/GEBRUIK:

- Algemeen: **2 - 5** g/l

Gebruikssuggesties:

Verwijdering van harsen, paraffine, oliën en vetten, alsmede hier van afgeleide producten:

Reiniging : neodisher[®] **LaboClean LA**, **2-5** g/l.
Temperatuur : **60 –95** °C.
Neutralisatie : neodisher[®] **N**, **2** ml/l.

Bij *harsen* en andere *hardnekkige restanten* kan eventueel een *voorreiniging* met neodisher[®] **LM3** plaatsvinden.

Verwijdering van olie, vet, zalf en crème:

Reiniging : neodisher[®] **LaboClean LA**, **2-5** g/l.
Temperatuur : tot **95** °C.
Neutralisatie : neodisher[®] **N**, **2** ml/l.

Voor *versterking* van de *emulgerende werking* kan, indien nodig, neodisher[®] **EM** toegevoegd worden.

Bij *koudschuimende* olie- en vetresten en machines met een *koudwaterinloop* kan, indien nodig, neodisher[®] **ontschuimer S** gedoseerd worden.

Verwijdering van organische kleurstoffen:

Reiniging : neodisher[®] **LaboClean LA**, **3** g/l.
Temperatuur : tot **95** °C.
Neutralisatie : neodisher[®] **N**, **2** ml/l.

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit trekt niet tot de vrijstelling van de gebruiker om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.

neodisher[®] LaboClean LA

reinigingsmiddel

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

NB:

NIET GESCHIKT voor *aluminium, eloxaal* en *lichtmetaal legeringen*.

Natronglas kan in de loop van de tijd *dof* worden.

Gebruiksoptlossing na afloop goed *wegspoelen*

Niet vermengen met andere producten!

Alleen voor **beroepsmatig** gebruik!

PRODUCTGEGEVENS:

Verschijningsvorm:	poedervormig
Stortgewicht:	1.075 -1.125 g/l
pH (in gedemineraliseerd water bij 20 °C) 2 – 5 g/l:	12,0 – 12,8
Houdbaarheid:	24 maanden (zie opslagcondities!)

SAMENSTELLING (conform EG detergentenrichtlijn 648/2004):

- < 5% polycarboxilaten, nietionische tenside
- 15 – 30 % fosfaten

HANTERING EN OPSLAG:

Advies voor veilig hanteren:	De gebruikelijke zorgvuldigheid in acht nemen die voor het omgaan met chemie en reinigingsmiddelen gelden. Bij correct gebruik zijn verder geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.
Opslag:	Verpakking na gebruik weer goed sluiten; product kan door vochtige omstandigheden verklonteren en aan werkzaamheid verliezen.
Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag:	-
Minimum / maximum temperatuur:	zie etiket.
Overig:	Niet blootstellen aan direct zonlicht.

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit trekt niet tot de vrijstelling van de gebruiker om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.
Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.
Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.

BIJZONDERE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VOOR HET GECONCENTREERDE PRODUCT:

Classificatie volgens richtlijn 99/45/EC	
Gevarensymbool:	C bijtend Bevat: natriumhydroxide, dinatriummetasilicaat
Bijzondere gevaren:	R 35 Veroorzaakt ernstige brandwonden. R 37 Irriterend voor de ademhalingswegen.
Veiligheidsaanbevelingen:	S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S 27 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. S 28 Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water S36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht. S 45 Ingeval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
	Lege verpakkingen (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatieblad (rubriek13)!

WATERBEZWAARLIJKHEID (VLGS ABM):

Concentraat:	Schadelijk voor in water levende organismen
Saneringsinspanning:	B
Gebruiksoplossing:	Weinig schadelijk voor in water levende organismen
Saneringsinspanning:	B

VERPAKKING(EN):

Bestelnummer:	Verpakkingsvorm:
410681	4 x 3 kg

Versie: 07-09-2011 (vervangt versie: 04-08-2008)

Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven.

Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl !

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit trekt niet tot de vrijstelling van de gebruiker om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.
Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.
Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.