

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neodisher[®] Septo DN2

desinfectiemiddel

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED:

Machinale desinfectie van flexibele endoscopen.

EIGENSCHAPPEN:

- Bactericide, fungicide, tuberculocide en virucide werking (bevestigd door onafhankelijke testrapporten).
- Bevat geen formaldehyde en quaternaire ammoniumverbindingen

DOSERING/GEBRUIK:

- *Bactericide, fungicide, tuberculocide* en *virucide* werking: **10** ml/l (**55** °C, **10** minuten)

Zie, in het kader van de EN15883/4, ook de aanwijzingen over dosering en temperatuur als vermeld in de specifieke combinatietesten (machine/product).

Zie ook de instructies van de fabrikant van het instrument (zoals vastgelegd in DIN EN ISO 17664)

Voor de **reinigingsfase** wordt neodisher[®] **MediClean forte** aanbevolen.

NB:

Na gebruik goed naspoelen (bij voorkeur met demiwater)

Niet vermengen met andere producten!

Vóór eerste gebruik het doseersysteem inclusief bijbehorende aanzuigslangen met water doorspoelen.

Alleen voor **beroepsmatig** gebruik!

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit vrijwaart de gebruiker niet om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117



e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

neodisher[®] Septo DN2

desinfectiemiddel

PRODUCTGEGEVENS:

| | |
|---|--|
| Verschijningsvorm: | vloeibaar |
| S.g. (bij 20 °C): | 1,05 g/ cm ³ |
| pH (in onthard water, van 15 °d naar 0 °d, bij 20 °C) 10 ml/l: | ca. 7,0 |
| Viscositeit (concentraat, 20 °C): | < 10 mPas |
| Houdbaarheid: | 36 maanden (zie opslagcondities!) |
| Bruikbaar tot: | Zie de vermelding na het symbool  |
| CE-MARKERING  <small>0297</small> | |

SAMENSTELLING (conform EG detergentenrichtlijn 648/2004):

- < 5 % fosfonaten

WERKZAME BESTANDDELEN PER 100 g:

- 20 g glutaral

neodisher[®] Septo DN voldoet aan de eisen van Richtlijn 93/42/EWG, bijlage I over medische producten.

HANTERING EN OPSLAG:

| | |
|---|--|
| Advies voor veilig hanteren: | De gebruikelijke zorgvuldigheid in acht nemen die voor het omgaan met chemie en reinigingsmiddelen gelden. Bij correct gebruik zijn verder geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist. |
| Opslag: | Conform de vigerende PGS 15.1 voorschriften |
| Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag: | - |
| Minimum / maximum temperatuur: | Tussen 0 en 30 °C |
| Overig: | Niet blootstellen aan direct zonlicht. Verpakking goed gesloten op een goed geventileerde plaats opslaan. Exotherme reactie met: Alkaliën (basen), geconcentreerd. |

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit vrijwaart de gebruiker niet om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neodisher[®] Septo DN2

desinfectiemiddel

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

GEGEVENS T.B.V. WEGTRANSPORT (ADR):

UN nummer: **1903**

DESINFECTIEMIDDEL, VLOEIBAAR, BIJTEND (N.E.G.), 8-III (glutaardialdehyde)

BIJZONDERE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VOOR HET GECONCENTREERDE PRODUCT:

| Classificatie volgens richtlijn 99/45/EC | | |
|---|---|---|
| Gevarensymbool: | C | bijtend |
| | Bevat: | glutaardialdehyde |
| Bijzondere gevaren: | R 20/22 R 34 R 42/43 | Schadelijk bij inademing en opname door de mond. Veroorzaakt brandwonden. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid. |
| Veiligheidsaanbevelingen: | S 23 S 26 S 27 S 28 S36/37/39 S 46 | Damp/spuitnevel niet inademen Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht. In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. |

Lege verpakkingen (eventueel met product resten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen.

Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden.

Zie ook het Veiligheids Informatieblad (rubriek13)!

WATERBEZWAARLIJKHEID (VLGS ABM):

| | |
|----------------------------|--|
| Concentraat: | Vergiftig voor in water levende organismen |
| Saneringsinspanning: | B |
| Gebruiksooplossing: | Weinig schadelijk voor in water levende organismen |
| Saneringsinspanning: | B |

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit vrijwaart de gebruiker niet om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neodisher[®] Septo DN2

desinfectiemiddel

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

VERPAKKING(EN):

| Bestelnummer: | Verpakkingsvorm: |
|---------------|-------------------|
| 499030 | 10 L |
| 499033 | 5 L (compact can) |

Versie: 15-09-2011 (vervangt versie: 26-11-2010)

Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven.

*Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website **www.drweigert.nl**!*

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit vrijwaart de gebruiker niet om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.