



neodisher[®] SBX



Środek wiążący twardość wody do maszynowej obróbki naczyń sanitarnych



Płynny koncentrat

Obszary zastosowania:

- Wiązanie twardości wody w celu uniknięcia tworzenia się osadów kamienia podczas maszynowej obróbki basenów i kaczek

Zakres działania:

- Zapobiega powstawaniu złożeń kamienia w generatorze pary, przewodach i dyszach

Szczególne właściwości:

- Do sekwestracji twardości wody
- Nadaje się do stosowania z każdą twardością wody
- Środek lekko alkaliczny

Użycie i dozowanie:

neodisher SBX jest stosowany w myjniach-dezynfektorach basenów i kaczek z dezynfekcją parową.

Środek jest dozowany poprzez wbudowane pompy dozujące w ilości 1–3 ml/l w zależności od twardości wody.

neodisher SBX może być dozowany bezpośrednio do wody zasilającej generator pary lub do zbiornika wody w myjni, z którego jest ona pobierana do etapu mycia i do generatora pary.

W przypadku uporczywych zabrudzeń zalecane jest dodatkowe zastosowanie neodisher SBR extra – specjalnego środka myjącego do maszynowego mycia basenów i kaczek.

Ważne wskazówki dotyczące użycia:

- Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
- Przed zmianą produktu należy przepłukać wodą system dozowania z węzami ssącymi.
- Proces obróbki musi się odbywać zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi wyrobów

medycznych oraz obowiązującymi zasadami przy zastosowaniu właściwej zatwierdzonej metody.

- Należy przestrzegać zaleceń producenta wyrobów medycznych dotyczących przygotowywania zgodnie z wymogami normy DIN EN ISO 17664.
- Nie mieszać z innymi produktami.
- Należy przestrzegać zaleceń producentów myjni-dezynfektorów.

Dane techniczne:

Wartość pH	10,1–10,2 (1–3 ml/l, określona w wodzie demineralizowanej, 20°C)
Lepkość	< 50 mPa s (koncentrat, 20°C)
Gęstość	ok. 1,2 g/cm ³ (20°C)


Skład:

Skład środka myjącego zgodny z rozporządzeniem WE 648/2004 dotyczącym detergentów:
15–30% polikarboksylany

Oznakowanie CE:

Środek neodisher SBX spełnia europejskie wymagania dotyczące wyrobów medycznych. Jeżeli dojdzie do poważnego zdarzenia z tym produktem, należy niezwłocznie to zgłosić producentowi i właściwym organom.

Magazynowanie:

Chronić przed mrozem. Należy przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca. Przy odpowiednim magazynowaniu trwałość produktu wynosi do 3 lat. Data ważności produktu jest podana na etykiecie za symbolem .



neodisher[®] SBX

W czasie przechowywania w oryginalnie zamkniętych pojemnikach może dojść do przebarwień. Nie ma to wpływu na właściwości użytkowe produktu.

Rodzaje zagrożeń i środki ostrożności:

neodisher SBX nie jest klasyfikowany jako produkt niebezpieczny według rozporządzenia CLP (WE) nr 1272/2008.

Zamknięte opakowania należy usuwać jako odpady tylko po całkowitym opróżnieniu.

Usuwanie resztek produktu według zaleceń zamieszczonych w karcie charakterystyki.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska znajdują się w kartach charakterystyki. Są one dostępne na stronie www.drweigert.pl w części „Pliki do pobrania”.

MB 4015/3-4 Stan 07/2023

Informacje w niniejszej instrukcji opierają się na naszej dotychczasowej wiedzy i doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku wykonania własnych kontroli i prób. Na tej podstawie nie można przyjmować żadnych wiążących prawnie zapewnień o określonych właściwościach.
