

neodisher® IP Konz

Instrumentenpflegemittel
zum Einsatz in Spezialspülmaschinen. Toxikologisch begutachtet



Hauptanwendungsbereiche:

Grundpflege bei der maschinellen Aufbereitung von chirurgischen Instrumenten im letzten Spülgang.

Eigenschaften:

neodisher IP Konz ist ein konzentriertes Instrumentenpflegemittel auf Basis von hochgereinigtem Paraffinöl und Emulgatoren. neodisher IP Konz eignet sich für den Einsatz in Reinigungs- und Desinfektionsautomaten für chirurgische Instrumente. Rückstände von neodisher IP Konz addieren sich nicht auf den Stahloberflächen und verharzen auch nicht während des Sterilisationsvorganges. neodisher IP Konz ist aufgrund seiner Zusammensetzung für die Grundpflege der Instrumente vor der Sterilisation besonders gut geeignet, weil kein Persistieren von Keimen in dem hauchdünnen Ölfilm auftritt. Bei einer nachfolgenden Reinigung wird der neodisher IP Konz - Film wieder restlos entfernt, so dass bei jedem Desinfektions- und Reinigungsdurchlauf abschließend wiederum neodisher IP Konz einzusetzen ist.

Für Instrumente, die mit Heißluft sterilisiert werden, ist neodisher IP Konz nicht geeignet.

neodisher IP Konz unterliegt einer bakteriologischen Endkontrolle und ist frei von vegetativen Keimen.

Anwendung und Dosierung:

In Spezialspülmaschinen:

Nach erfolgter Reinigung wird dem letzten Spülgang über geeignete Dosiergeräte 1 - 2 ml/l neodisher IP Konz Instrumentenpfleger zugesetzt.

Das Nachspülwasser sollte eine Mindesttemperatur von 50 °C haben.

Für den Einsatz in Tauchbädern empfehlen wir neodisher IP Konz wegen der Gefahr unkontrollierter Keimeintragungen nicht.

Für Instrumente, die mit Heißluft sterilisiert werden, ist neodisher IP Konz nicht geeignet.

Alternativ kann nach der maschinellen Aufbereitung mit neodisher IP Spray nachgepflegt werden.

Nicht mit anderen Produkten mischen.

Die Aufbereitung muss entsprechend der RKI-Richtlinie und der Medizinproduktebetreiberverordnung mit geeigneten Verfahren durchgeführt werden.

Gutachten/Listungen:

neodisher IP Konz ist bei bestimmungsgemäßer Anwendung toxikologisch unbedenklich (Bewertung in Anlehnung an EN ISO 10993-1). Eine Zusammenfassung der toxikologischen Bewertung ist auf Anfrage erhältlich.

Die Wirkstoffe sind FDA (Nr. 176210, 177120 und 172878) registriert.

Technische Daten:

Dichte (20 °C): 0,9 g/cm³

Viskosität (Konzentrat, 20 °C): < 50 mPas

Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß

EG-Detergenzienverordnung 648/2004:

15 - 30 % nichtionische Tenside

> 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe (Paraffinöl DAB)

außerdem Konservierungsmittel

CE- Kennzeichnung:



neodisher IP Konz erfüllt die Anforderungen für Medizinprodukte gemäß Richtlinie 93/42/EWG.



Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85, D – 20539 Hamburg

Telefon: (040) 789 60 - 0
Telefax: (040) 789 60 - 120

E-Mail: info@drweigert.de
Internet: www.drweigert.de

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.

neodisher[®] IP Konz

Instrumentenpflegemittel
zum Einsatz in Spezialspülmaschinen. Toxikologisch begutachtet



Lagerhinweise:

Frostfrei lagern. Bei Lagerung unter 10 °C kann eine reversible Eintrübung auftreten. Bei sachgemäßer Lagerung 2 Jahre lagerfähig.

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den EG-Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik „Service“ verfügbar.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

MB 4306/2-4
05/15



DR. WEIGERT

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85, D – 20539 Hamburg

Telefon: (040) 789 60 - 0
Telefax: (040) 789 60 - 120

E-Mail: info@drweigert.de
Internet: www.drweigert.de

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.