



DR. WEIGERT
Hygiëne met Systeem

Endoscopie



neodisher
endo® DIS
active

Handmatige desinfecterende reiniging en
handmatige desinfectie van flexibele endoscopen.

neodisher endo® DIS active – Het granulaat voor de veilige handmatige behandeling van endoscopen.

neodisher endo® DIS active

Het granulaat combineert een krachtige desinfectie met een actieve reiniging.

- Voor de desinfecterende reiniging van flexibele endoscopen en aanvullend endoscopisch instrumentarium in dompel- en ultrasoonbaden
- Voor handmatige desinfectie van flexibele endoscopen en aanvullend endoscopisch instrumentarium



8 kg Emmer
4077 76



4 x 2 kg Emmer
4077 81



25 x 100 g Sachet
4077 79

Eenvoudig te gebruiken:

- Gewenst watervolume (max. lauw) vullen
- Granulaathoeveelheid overeenkomstig doseertabel bijvullen en onder continu roeren volledig oplossen
- Na 15 minuten is de werkzame oplossing na nogmaals roeren geschikt voor gebruik
- Ter controle van de concentratie/werkzaamheid zijn er **neodisher® test strips** verkrijgbaar
- Een oplossing van 1,0 % (10 g/l) bevat 0,15 % perazijnzuur

Aanbevolen toepassing (20 °C):

Desinfecterende reiniging

bactericide, levurocide, max. virucide
(incl. bijv. HBV, HIV, HCV)

10 g/l (1,0 %),
5 min

Desinfecterende reiniging met sporicide werking

bactericide, levurocide, max. virucide
(incl. bijv. HBV, HIV, HCV), sporicide
(incl. Clostridium difficile)

10 g/l (1,0 %),
15 min

Desinfectie

bactericide, mycobactericide, fungicide,
virucide (incl. bijv. rotavirussen,
norovirussen, HAV), sporicide (incl.
Clostridium difficile)

20 g/l (2,0 %),
15 min

50 strips

50 x neodisher® test strips
9813 20



zeer goede materiaal verdraagzaamheid
en geschikt voor alle merken endoscopen

Onze Competentie – Uw voordeel:

- omvangrijke microbiologische werkzaamheid
- optimale reinigingsprestaties
- pH neutraal, parfumvrij en schuimarm
- in handige zakjes van 100 gram
- gecoat granulaat
- zonder aldehyden, aminen en quaternaire ammoniumverbindingen



- veilige desinfectie conform Europese normen en getest en bewezen in overeenstemming met DGHM¹-methoden
- geen fixatie van proteïnen
- heel gebruikersvriendelijk en een aangename geur
- zuivere, handige en eenvoudige dosering
- laag stofgehalte, goed oplosbaar
- op basis van perazijnzuur, geen incompatibiliteit met andere werkzame stoffen

¹ Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie