



DR. WEIGERT
Hygiëne met Systeem

Medisch



neodisher®
**MediClean
forte**

De alleskunner voor de reiniging van thermostabiele
en thermolabiele instrumenten.

neodisher® MediClean forte – de nummer 1 op het gebied van de reiniging van medische producten.

neodisher® MediClean forte

Ongeëvenaarde alkalisch-enzymatische universele reiniger met bijzonder hoge materiaalverdraagzaamheid voor een optimale reiniging van instrumenten

- Voor handmatige en machinale reiniging van de Vinci EndoWrist-instrumenten
- Voor machinale en handmatige reiniging van thermostabele en thermolabele instrumenten



220 kg vat
4050 13



20 L can
4050 26



10 L can
4050 30



5 L can
4050 33*



4x 1 L fles
4050 78

* de doseerhoeveelheid is afhankelijk van de mate van vervuiling

** afhankelijk van de betreffende aanbevelingen van de fabrikant van het reinigings- en desinfectieapparaat

Veelzijdige toepassing:

neodisher® MediClean forte brengt de voordelen van alkalische en enzymatische reinigers bijeen. Geschikt en aanbevolen voor praktisch alle reinigingsprocessen:

- Machinale en handmatige reiniging van thermostabele en thermolabele instrumenten, inclusief MIC- en micro-instrumenten, flexibele endoscopen, hulpmiddelen voor anesthesie, containers en andere medisch gerelateerde hulpmiddelen
- Handmatige en machinale reiniging van de Vinci EndoWrist-instrumenten

Aanbevolen gebruik:

Machinale reiniging van
thermostabele en thermolabele
instrumenten

2-10 ml/l*,
bijv. 40 - 60 °C,
10 min

Machinale reiniging van de Vinci
EndoWrist-instrumenten

8 ml/l,
40-55 °C, 10-30 min**

Handmatige reiniging van thermosta-
bele en thermolabele instrumenten
in een dompel- en ultrasoonbad

5-20 ml/l*,
max. 40 °C,
10 - 30 min

Handmatige reiniging van de Vinci
EndoWrist-instrumenten in een
dompel- en ultrasoonbad

20 ml/l,
max. 40 °C

neodisher® MediClean forte bereikt in verschillende in-vitro en in-vivo-tests met verontreinigde oppervlakken van roestvrij staal een afname van pathogene prionproteïnen (1 %, 55 °C, 10 min)¹

Onze kennis – uw voordeel:

- ongeëvenaarde reinigende kracht door unieke formule op basis van alkaliën, tensiden en enzymen
- zeer goede bescherming van het materiaal
- eerste alkalisch-enzymatische reiniger, al meer dan 10 jaar toonaangevend op de markt
- schuimarme formule, optimale toepassing in een reinigings- en desinfectieapparaat en een ultrasoonbad



- verwijdert op betrouwbare wijze restanten van opgedroogd en gedatureerd bloed, verhindert het opnieuw afzetten van al eerder opgeloste eiwitten
- geschikt voor instrumenten en hulpmiddelen van roestvrij staal, instrumentenstaal, optieken, gangbare kunststoffen en materialen gebruikt voor hulpmiddelen voor anesthesie
- een product voor praktisch alle reinigingsprocessen op de sterilisatie-afdeling, langdurig uitgetest en bewezen, aanbevolen voor de reiniging van de Vinci EndoWrist-instrumenten
- indien toegepast bij handmatige voorreiniging is voor de navolgende machinale reiniging het afspoelen van de reinigingsoplossing niet nodig

¹Evaluatie van het vermogen van neodisher MediClean forte om te inactiveren en / of het verwijderen van overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE's, prionen) van oppervlakken van medische en chirurgische instrumenten, na directe inoculatie van experimenteel besmette oppervlakken.