



neodisher® MediClean forte



Detergente para o reprocessamento de instrumentos termoeestáveis e termolábeis

Líquido concentrado

Áreas de utilização:

- Limpeza automatizada de instrumentos termoeestáveis e termolábeis, incluindo instrumentos e micro-instrumentos MIS, endoscópios flexíveis, equipamento de anestesia, recipientes e outros utensílios médicos
- Limpeza manual de instrumentos termoeestáveis e termolábeis em banhos por imersão ou banhos por ultrassons
- Também adequado para a limpeza manual e automática de instrumentos da Vinci EndoWrist
- Limpeza automatizada e manual de equipamentos de proteção individual (EPI)¹

Desempenho:

- Elimina de forma fiável os resíduos de sangue seco e desnaturado
- Reduz significativamente a quantidade de material orgânico e evita que os resíduos de proteínas voltem a depositar-se
- Cumpre as atuais recomendações do Instituto alemão Robert-Koch (RKI) para minimizar o risco de transmissão da nova variante da doença de Creutzfeldt-Jakob (vCJD) aquando do reprocessamento de dispositivos médicos
- Remove proteínas de priões patogénicos de diferentes estirpes de teste de priões; entre estas, a estirpe de teste vCJD por etapas > 2 lg (1 %, 55 °C, 10 min)²
- Ajuda na remoção de biofilmes
- Adequado para instrumentos e utensílios feitos em aço inoxidável, aço para instrumentos, óticas, plásticos convencionais e para os materiais do equipamento de anestesia
- O alumínio anodizado deve ser testado primeiro quanto à sua adequação

Propriedades especiais:

- Excelente preservação de materiais
- Capacidade de limpeza de primeira classe devido à fórmula única baseada em dadores de alcalinidade, tensioativos e enzimas



- Quando utilizada para pré-limpeza manual, a solução de limpeza não precisa de ser enxaguada antes do reprocessamento automático com o neodisher MediClean forte
- Não é necessário um passo de neutralização para o reprocessamento automático; deste modo, os ciclos do programa são curtos
- Sem rótulo de perigo; o produto não é perigoso

Utilização e dosagem:

O neodisher MediClean forte pode ser utilizado em máquinas de lavar e desinfetar, bem como em banhos por imersão e banhos por ultrassons. A quantidade de dosagem depende, entre outras coisas, da respetiva área de utilização e do grau de contaminação individual dos instrumentos a reprocessar. No reprocessamento dos instrumentos da Vinci EndoWrist, o neodisher MediClean forte pode ser utilizado em todos os passos de pré-limpeza manual, no pré-tratamento ultrassónico e no processo de reprocessamento automático.

O equipamento de proteção individual¹ limpo num banho por imersão deve ser completamente molhado com a solução de aplicação durante todo o tempo de imersão. Em seguida, enxaguar abundantemente com água corrente de qualidade, que seja, no mínimo, potável.

Recomendam-se os seguintes parâmetros para a utilização do neodisher MediClean forte:

Limpeza automatizada e limpeza manual de instrumentos: :

Limpeza automatizada de instrumentos termoeestáveis e termolábeis	2 - 10 ml/l (0,2 - 1,0 %)*, p. ex. 40 - 60 °C, 10 min
Recomendação padrão	5 ml/l (0,5 %)*, p. ex. 55 °C, 10 min
Limpeza automatizada de endoscópios e de acessórios para endoscopia	5 ml/l (0,5 %), 35 - 55 °C, 5 min



neodisher® MediClean forte

Limpeza automatizada de instrumentos da Vinci EndoWrist	8 ml/l (0,8 %), 40 - 55 °C, 10 - 30 min**
Limpeza manual de instrumentos termostáveis e termolábeis em banhos por imersão e banhos por ultrassons	5 - 20 ml/l (0,5 - 2 %)*, máx. 40 °C, 10 - 30 min
Limpeza manual de endoscópios flexíveis e de acessórios para endoscopia em banhos por imersão e banhos por ultrassons	5 - 30 ml/l (0,5 - 3 %)*, máx. 40 °C, 5 - 10 min
Limpeza manual de instrumentos da Vinci EndoWrist em banhos por imersão e banhos por ultrassons	10 ml/l (1,0 %), máx. 40 °C

Limpeza automatizada e manual de equipamentos de proteção individual¹:

Limpeza manual de aparelhos respiratórios/respiradores e respetivos acessórios em banhos por imersão	10 ml/l - 30 ml/l (1,0 % - 3,0 %)*, água fria até ao máx. 40 °C, 15 - 30 min
Limpeza automatizada de equipamentos de proteção individual específicos ¹ (autorização de acordo com as informações do fabricante), aparelhos respiratórios/respiradores e respetivos acessórios em máquinas de lavar e desinfetar e/ou máquinas de lavar extratoras (especificações do programa de acordo com as informações do fabricante)	10 ml/l (1 %), 55°C, 2 min

* a quantidade a dosear depende, entre outros fatores, do grau de contaminação

** consoante a recomendação do fabricante da máquina de lavar e desinfetar

Utilizar dispositivos doseadores adequados.

Na fase de limpeza e no enxaguamento final, recomenda-se a utilização de água desionizada. Ao utilizar água desionizada no enxaguamento final, evitam-se manchas de água e, ao mesmo tempo, protege-se o alumínio anodizado.

Não é necessário o passo de neutralização que é obrigatório quando se utilizam detergentes alcalinos clássicos. No reprocessamento de instrumentos oftalmológicos, recomenda-se um enxaguamento intermédio adicional com água antes do enxaguamento final.

A solução de trabalho para a limpeza manual deve ser renovada diariamente e em caso de sujidade visível.

Notas sobre a utilização:

- Apenas para uso profissional.
- Não misturar com outros produtos.
- Enxaguar com água o sistema de dosagem, incluindo o tubo de sucção, antes de mudar o produto.
- O reprocessamento deve estar em conformidade com todas as normas aplicáveis aos regulamentos referentes a dispositivos médicos e deve ser efetuado com processos validados adequados
- A solução de aplicação neodisher MediClean forte tem de ser completamente enxaguada (de preferência com água desionizada)
- Reprocessamento de dispositivos médicos: Respeitar as recomendações de reprocessamento dos fabricantes de dispositivos médicos de acordo com os requisitos da norma DIN EN ISO 17664
- Reprocessamento de equipamento de proteção individual¹ : Respeitar as recomendações de reprocessamento dadas pelo fabricante do equipamento de proteção individual
- As instruções fornecidas pelo fabricante da máquina de lavar e desinfetar devem ser respeitadas

Relatórios de peritos:

O relatório do processo de reprocessamento dos instrumentos da Vinci EndoWrist pode ser obtido mediante pedido.

O neodisher® MediClean forte foi utilizado e avaliado positivamente por vários organismos de teste e de certificação no âmbito da certificação de equipamentos de proteção individual¹ relativamente à compatibilidade de materiais.



neodisher® MediClean forte

Dados técnicos:

Faixa de pH	10,4 – 10,8 (2 - 10 ml/l, determinado em água desionizada, 20 °C), na água da rede, na água amaciada, bem como na água de pré- -enxaguamento transportada, o valor de pH pode ser diferente
Densidade	aprox. 1,1 g/cm ³ (20 °C)
Viscosidade	< 10 mPa s (concentrado, 20 °C)
Factor de titulação	0,77 (de acordo com as instruções de titulação do neodisher MediClean forte)

Ingredientes:

Ingredientes em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 648/2004 relativo aos detergentes:

< 5 % de tensoativos não-iónicos e aniónicos; também: enzimas

Marcação CE: 

O neodisher MediClean forte está de acordo com as diretivas europeias relativas aos dispositivos médicos.

Se ocorrer um incidente grave com o produto, comunique-o ao fabricante e à autoridade nacional competente.

Informações sobre o armazenamento:

Armazenar num local fresco mas sem gelo. Conservar sempre a uma temperatura entre 0 °C e 25 °C. Manter afastado da luz solar. Utilizável durante 2 anos quando armazenado conforme recomendado. Para saber o prazo de validade, consultar a marca de carimbo no rótulo por detrás do símbolo weglassen .

Podem ocorrer alterações na cor do produto quando armazenado em unidades comerciais seladas de fábrica. Este facto não tem qualquer impacto nas propriedades do produto que são relevantes para a aplicação.

Advertências de perigo e recomendações de prudência:

neodisher MediClean forte não é um produto perigoso de acordo com o Regulamento CLP (CE) n.º 1272/2008.

Eliminar apenas quando o recipiente estiver vazio e fechado. Para a eliminação de resíduos do produto, consultar a Ficha de Dados de Segurança.

Para mais informações sobre segurança, consultar as fichas de dados de segurança. Estas estão disponíveis em www.drweigert.com, na secção "Serviço/Downloads".

MB 4050/03-4

Data de emissão 05/2022

Trad_pt: 15/05/2024 Rev.00

- 1 Equipamento de proteção individual (EPI), vestuário de proteção contra produtos químicos
- 2 Avaliação da capacidade do neodisher MediClean forte weglassen para inativar e/ou remover agentes das encefalopatias espongiformes transmissíveis (EET, priões) de superfícies de dispositivos médicos e cirúrgicos, após inoculação direta de superfícies experimentalmente contaminadas - Service d'Etude des Prions et des Infections Atypiques

As informações contidas nesta ficha de dados baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência atuais. Não dispensam o utilizador de efetuar os seus próprios testes e ensaios. Não é possível obter uma garantia juridicamente vinculativa de determinadas propriedades.



DR. WEIGERT

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85 • D-20539 Hamburg

Tel.: +49-40-7 89 60-0
Fax: +49-40-7 89 60-120

info@drweigert.de
www.drweigert.com