



neodisher® SBK



Speciális öblítőszer ágytálak tisztítására és fertőtlenítésére szolgáló eszközökhöz



Folyékony koncentrátum

Alkalmazási terület:

- Vízkő eltávolítása és öblítés ágytálak és vizeletes tartályok kezelése során gőzfertőtlenítéssel ellátott tisztító- és fertőtlenítőkészülékekben

A szolgáltatások köre:

- Hatékonyan megakadályozza a vízkőlerakódást a gőzfejlesztőben, a csövekben és a fűvókákban, még magas vízkeménység esetén is
- Speciális összetevőkkel a vízkeménység hatékony csökkentéséért
- A gyors és feltmentes szárításért

Különleges jellemzők:

- Habzáscsökkentő, alkalmas minden ágytálakhoz és vizeletes tartályokhoz használt gőzfertőtlenítéssel ellátott saválló tisztító- és fertőtlenítőkészülékhez
- Minden vízkeménység esetén használható
- Savas, szerves sav alapú

Alkalmazás és adagolás:

A neodisher SBK-t gőzfertőtlenítéssel ellátott tisztító- és fertőtlenítőkészülékekben alkalmazható ágytálak és vizeletes tartályok tisztítására. Az adagolás a gép adagolóberendezésén keresztül történik, és a vízkeménységtől függően 0,5-1,5 ml/l. Győződjön meg arról, hogy az adagolórendszerek és a gőzfejlesztők savállóak.

A makacs szennyeződésekhez javasoljuk a neodisher SBR extra használatát, amely egy speciális tisztítószer ágytálakhoz és vizeletes tartályokhoz.

Általános használati utasítás:

- Kizárólag ipari alkalmazásokhoz.
- Termékcseré előtt öblítse ki vízzel az adagolórendszert és a szívótömlőket is.
- Az előkészítést az orvostechnikai eszközökre vonatkozó jogszabályoknak és a vonatkozó előírásoknak megfelelően, megfelelően validált eljárásokkal végezze el.
- Kérjük, tartsa be az orvostechnikai eszköz gyártójának előkészítési ajánlásait a DIN EN ISO 17664 szabvány követelményeinek megfelelően.
- Tartsa be a tisztító- és fertőtlenítőkészülék gyártójának használati utasításait.
- Ne keverje más termékekkel.

Műszaki adatok:

pH-érték	3,7 – 3,0 (0,5 – 1,5 ml/l, demineralizált vízben, 20 °C-on meghatározva)
Viszkozitás	< 50 mPa s (koncentrációm, 20 °C)
Sűrűség	kb. 1,1 g/cm ³ (20 °C)

Összetevők:

A tisztítószer összetevői a 648/2004/EK mosó- és tisztítószer-rendelet szerint:
< 5 % polikarboxilátok
ezen kívül tartósítószer (kálium-szorbát, metil-klór-izotiazolinon/metil-izotiazolinon)

CE-jelölés:

A neodisher SBK eleget tesz az európai orvostechnikai eszközökre vonatkozó jogszabályokból eredő követelményeknek.

Ha ezzel a termékkel súlyos váratlan esemény következik be, azt jelenteni kell a gyártónak és az illetékes hatóságnak.



neodisher® SBK

Tárolási utasítások:

A tárolás során 0 °C és 30 °C közötti hőmérsékletet kell fenntartani. Megfelelő tárolás esetén 3 évig tárolható.
Felhasználható: lásd a címkén lévő lenyomatot aszimbólum mögött .

Veszély és biztonsági utasítások:

Biztonsági és környezetvédelmi információk a biztonsági adatlapokon találhatók. Ezek elérhetők a www.drweigert.de oldalon a „Szolgáltatások/letöltések” menüpontban.

Csak üres és lezárt tartályok ártalmatlaníthatók. A töltőanyag-maradványok ártalmatlanítása: lásd a biztonsági adatlapot.

MB 4006/3-3
Állapot 03/ 2020

Az ebben az adatlapban szereplő információk jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. Nem mentesítik a felhasználót a saját tesztek és vizsgálatok elvégzése alól. Ebből nem vezethető le bizonyos tulajdonságok jogilag kötelező erejű biztosítása.