



neodisher® SBN plus



naspoelmiddel t.b.v. bedpanspoelers

Vloeibaar concentraat

Belangrijkste toepassingsgebied:

- Naspoeling en afbinding van waterhardheid, ter voorkoming van kalkaanslag, in bedpanspoelers met stoom desinfectie.

Werking spectrum:

- Vermijdt, bij correct gebruik, kalkaanslag in stoomopwekkers en leidingwerk, ook bij hoge waterhardheden.
- Met speciale verzachtende componenten voor het effectief afbinden van kalk in water.
- Met tensiden in een laagschuimende formule, voor een optimale, snelle en vlekvrige droging zonder kalkaanslag.

Eigenschappen:

- Zorgt voor een frisse en aangename geur.
- Geschikt voor alle waterhardheden
- Zuur product, gebaseerd op natuurlijke zuren.

Dosering en gebruik:

neodisher SBN plus wordt toegepast in bedpanspoelers met stoom desinfectie. neodisher SBN plus wordt gedoseerd middels machine eigen doseerpompen. De aanbevolen dosering bedraagt 0.5 - 1.5 ml/l afhankelijk van de waterhardheid. Doseersystemen en stoom opwekkers moeten zuur bestendig zijn.

Bij hardnekkige vervuilingen wordt aanvullend het gebruik van neodisher SBR extra aanbevolen (speciaal reinigingsmiddel voor bedpanspoelers).

Algemene gebruiksinstructie:

- Alleen voor professioneel gebruik!
- Voor gebruik van ander product het doseersysteem inclusief bijbehorende aanzuigslangen met water doorspoelen.

- De reiniging en desinfectie moet in overeenstemming met de richtlijn voor medische hulpmiddelen worden uitgevoerd in passende gevalideerde processen.
- Let ook op de aanwijzingen van de fabrikant voor reinigen en desinfecteren van de voorwerpen, volgens de DIN en ISO 17664 richtlijnen.
- Let ook op de aanwijzingen van de fabrikant van de reiniging- en desinfectie machine.
- Niet vermengen met andere producten.

Product gegevens:

pH-Waarde	3.5 - 3.1 (0.5 - 1.5 ml/l, in demi water, 20 °C)
Viscositeit	< 50 mPa s (concentraat, 20 °C)
Soortelijk gewicht	1.1 g/cm ³ (20 °C)

Samenstelling:

5 - 15 % anionische tenside

< 5 % polycarboxylaten

Conserveringsmiddelen (Methylchloroisothiazolinone / Methylisothiazolinone)

Parfum (Linalool)

CE-markering: CE

neodisher SBN plus voldoet aan de eisen van Richtlijn 93/42/EWG, bijlage I over medische producten.

Opslag informatie:

Vorstvrij, altijd bij een temperatuur tussen 0 en 30 °C.

Houdbaarheid bij correcte opslag: 36 maanden.

Voor de vervaldatum wordt verwezen naar de stempel op het etiket achter het zandloper symbool.



neodisher[®] SBN plus

Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:

Zie het Veiligheids Informatie Blad. Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13). Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

MB 4792/3-1

Versie: 01/2014

Vervangt: -

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl
