



# neodisher<sup>®</sup> SBR extra



Reiniger zum Einsatz in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten für Steckbecken



Flüssigkonzentrat

## Anwendungsbereich:

- Reinigung von Steckbecken und Urinflaschen in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten für Steckbecken

## Leistungsspektrum:

- Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Kalkseifenränder und Rückstände von Zytostatika aus menschlichen Ausscheidungen

## Besondere Eigenschaften:

- Schaumarme Einstellung
- Bei allen Wasserhärten einsetzbar
- Auch einsetzbar zur Kalkabbindung und Nachspülung in geeigneten Reinigungs- und Desinfektionsgeräten für Steckbecken

## Anwendung und Dosierung:

neodisher SBR extra kann in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten für Steckbecken eingesetzt werden, die mit einer Dosierpumpe für Reinigungsmittel ausgestattet sind. Die Dosiermenge beträgt 1 - 3 ml/l je nach Wasserhärte und Verschmutzungsgrad im Reinigungsschritt.

## Allgemeine Hinweise zur Anwendung:

- Nur für gewerbliche Anwendungen.
- Vor Produktwechsel Dosiersystem inkl. Ansaugschläuche mit Wasser durchspülen.
- Die neodisher SBR extra-Anwendungslösung ist vollständig mit Wasser abzuspülen.
- Die Aufbereitung muss entsprechend der Medizinproduktegesetzgebung und den geltenden Regularien mit geeigneten validierten Verfahren durchgeführt werden.

- Bitte beachten Sie die Aufbereitungsempfehlungen des Medizinprodukteherstellers entsprechend den Anforderungen der DIN EN ISO 17664.
- Die Bedienungsanweisungen der Reinigungs- und Desinfektionsgerätehersteller sind zu beachten.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.

## Technische Daten:

pH-Wert	11,2 - 11,5 (1 - 3 ml/l, bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C)
Viskosität	< 50 mPa s (Konzentrat, 20 °C)
Dichte	ca. 1,2 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)

## Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:

< 5 % Phosphonate

15 - 30 % EDTA

## CE-Kennzeichnung:

neodisher SBR extra erfüllt die Vorgaben resultierend aus der europäischen Medizinproduktegesetzgebung.

Wenn ein schwerwiegender Vorfall mit diesem Produkt auftritt, ist dies dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

## Lagerhinweise:

Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen 0 und 30 °C einzuhalten. Bei sachgemäßer Lagerung 3 Jahre verwendbar. Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol .

## Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter



# neodisher<sup>®</sup> SBR extra

www.drweigert.de in der Rubrik  
„Service/Downloads“ verfügbar.

Gebinde nur restentleert und verschlossen  
entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe  
Sicherheitsdatenblatt.

MB 4007/3-2 Stand 10/2021

---

Die Angaben dieses Merkblattes basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.  
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

---