



neodisher[®] SBR extra



Détergent pour lave-bassins

Concentré liquide



Domaine d'application :

- Pour le nettoyage des bassins et urinaux en lave-bassins

Spectre d'efficacité :

- Supprime même les salissures les plus tenaces telles que les auréoles de savons calcaires et les résidus cytostatiques issus des déjections humaines

Propriétés particulières :

- Formule peu moussante
- Compatible avec toutes les duretés d'eau
- Également utilisable pour fixer le calcaire et pour le rinçage dans des lave-bassins appropriés

Utilisation et dosage :

neodisher SBR extra s'utilise dans les laveurs-bassins équipés d'une pompe de dosage pour détergent. La quantité de dosage est comprise entre 1 et 3 ml/l selon la dureté de l'eau et le degré de salissure pendant l'étape de nettoyage.

Recommandations d'utilisation générales :

- Uniquement pour usage professionnel.
- Avant tout changement de produit, rincer à l'eau le système de dosage et les tuyaux d'aspiration.
- La solution d'application neodisher SBR extra doit être entièrement rincée à l'eau.
- Le traitement doit être réalisé conformément à la législation sur les dispositifs médicaux et aux réglementations applicables avec des méthodes appropriées et validées.
- Les recommandations générales d'utilisation du fabricant des dispositifs médicaux sont à respecter conformément aux exigences de la norme DIN EN ISO 17664.

- Les notices d'instructions des fabricants des laveurs-désinfecteurs doivent être respectées.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Données techniques :

Valeur pH	11,2-11,5 (1-3 ml/l, déterminée en eau déminéralisée, 20 °C)
Viscosité	< 50 mPa s (concentré, 20 °C)
Densité	environ 1,2 g/cm ³ (20 °C)

Composants :

Composants pour détergents conformément au règlement européen relatif aux détergents 648/2004 :

< 5 % de phosphates
15 - 30 % EDTA

Marquage CE :



neodisher SBR extra satisfait aux exigences résultant de la législation européenne sur les dispositifs médicaux.

Si un incident grave survient avec ce produit, il doit être signalé au fabricant et aux autorités compétentes.

Consignes de stockage :

Conserver à une température comprise entre 0 et 30 °C. Durée d'utilisation en cas de stockage conforme : 3 ans Utilisable jusqu'au : voir date imprimée sur l'étiquette après le symbole .

Indications de risques et de sécurité :

Les informations relatives à la sécurité et à l'environnement figurent dans les fiches de données de sécurité. Celle-ci sont disponibles sur www.drweiger.fr, dans la rubrique « Service / Téléchargements ».

Éliminer seulement les conditionnements complètement vidés et fermés. En ce qui



neodisher[®] SBR extra

concerne l'élimination de produit restant, voir la
fiche de données de sécurité.

MB 4007/3-2 Version 10/2021

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne sauraient dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et essais.
Une assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas en être déduite.
