



neoform[®] Rapid



Gyorsfertőtlenítőszer orvostechikai eszközökhöz és felületekhez

Felhasználatra kész oldat

Alkalmazási terület:

- Az alábbi területek gyors fertőtlenítése:
- orvostechikai eszközök pl. műtőasztalok, valamint és egyéb, orvosi és fogorvosi rendelőkben, kórházakban található felületek
- gyógyszerészeti és kozmetikai létesítmények felületei
- laboratóriumokban található felületek, pl. laborpultok.

Együtt alkalmazható a Dr. Weigert által kínált neoform wiper RTF törőlkendő adagoló rendszerrel

Hatásspektrum:

- A VAH¹ és az EN²-eljárások szerinti szakvéleménnyel igazolt baktericid, levurocid, fungicid, tubercukocid, valamint az RKI/DVV³-féle módszerek által igazoltan korlátozottan virucid hatás.
- A fentiek mellett korlátozott mértékben virucid PLUS hatás (norovírusok és adenovírusok elleni hatás), továbbá rotavírusok elleni hatás.
- A Dr. Weigert által kínált neoform wiper RTF törőlkendő adagoló rendszerben alkalmazva is teljesíti a VAH-ajánlásait⁴.
- A fertőtlenítendő felületeknek alkoholos fertőtlenítőszerrel szemben ellenálló anyagból kell lenniük.
- Nem alkalmas akrilüvegen (plexiüvegen) történő felhasználásra.
- Szerepel a VAH¹ listáján.
- Szerepel az IHO⁵ fertőtlenítőszer-listáján

Különleges tulajdonságok:

- Rövid időn belül érvényesülő széles hatásspektrum.
- Gyors, maradéktalan száradás, nem szükséges leöblíteni, letörölni.
- Nem tartalmaz aldehideket, színezékeket és illatanyagokat.

Alkalmazás és adagolás:

A neoform Rapidot hígítatlanul kell felvinni az előzetesen megtisztított és megszáritott felületekre, és a fertőtlenítendő területet át kell törölni vele. Fontos, hogy a fertőtlenítendő területet a neoform Rapiddal maradéktalanul be kell nedvesíteni. A kívánt fertőtlenítő hatástól függően az előírt behatási időt be kell tartani.

A neoform wiper RTF törőlkendő adagoló rendszerben történő felhasználásra vonatkozó alkalmazási javaslathoz lásd a neoform wiper RTF terméklapját. Az oldattal átitatott neoform wiper törőlkendők a tároló-adagolórendszer szakszerű lezárása esetén 28 napig használhatók.

Fertőtlenítő hatás (20 °C) (előtisztított felületeken)	
Baktericid hatás (VAH ¹ , EN 13727, EN 16615)	Hígítatlanul, 1 min
Levurocid hatás (VAH ¹ , EN 13624, EN 16615)	Hígítatlanul, 1 min
Fungicid hatás (EN 13697)	Hígítatlanul, 3 min
Tuberculocid hatás (EN 14348)	Hígítatlanul, 30 sec
Korlátozott virucid hatás (inkl. HIV, HBV, HCV) (EN 14476, RKI/DVV ³)	Hígítatlanul, 15 sec
Korlátozott virucid PLUSZ (norovírus, adenovírusok inkl. minden burokkal védett vírus) (EN 14476)	Hígítatlanul, 2 min
Norovírusok elleni hatás (MNV ⁶) (EN 14476)	Hígítatlanul, 2 min
Rotavírusok elleni hatás (EN 14476)	Hígítatlanul, 1 min
VAH ¹ -lista	Hígítatlanul, 5 min

A neoform Rapid használata közben ügyelni kell rá, hogy a termék magas alkoholtartalma miatt egyszerre ne használjuk túl nagy mennyiségben (négyzetméterenként legfeljebb 50 ml, illetve a helyiség alapterületének minden négyzetméterén legfeljebb 100 ml). Kérem, figyelmesen olvassa végig a veszélyforrásokról és a biztonsági előírásokról tájékoztató adatlapot!



neoform[®] Rapid

Általános ajánlások:

- Kizárólag közületi használatra.
- Az ellenőrzött adagoláshoz lehetőleg valamilyen kézi adagoló, ajánljuk. Ezeket kérje területi képviselőunktől!
- Fertőtlenítőkkel végzett munkához általában gumikesztyű viselése ajánlott.
- Az előkészítést az orvostechikai eszközökre vonatkozó jogszabályok és az érvényes előírások szerint, megfelelő, validált eljárással kell végezni.
- Kérjük, vegye figyelembe az orvostechikai eszközök és felületek gyártójának előkészítési javaslatait.
- Ne keverje más termékekkel!
- *A fertőtlenítőszereket mindig óvatosan használja! Felhasználás előtt olvassa el a címkét, valamint a terméktájékoztatót!*

Szakértői vélemények:

A termék fertőtlenítő hatását szakvélemények igazolják. A vevő kérésére, rendelkezésre bocsátjuk a termékre vonatkozó szakvéleményeket.

Technikai adatok:

Viszkozitás	< 10 mPas (hígítatlanul, 20°C)
Sűrűség	kb. 0,9 g/cm ³ (20 °C)
Lobbanáspont	kb. 27 °C (DIN 22719 szerint)

Összetétel:


Hatóanyagok 100 g termékben:
35,0 g propán-1-ol
25, g etanol

CE-jelzés: 

A neoform Rapid megfelel az orvostechikai eszközökre vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Amennyiben súlyos incidens történik a jelen termék használatakor, ezt a gyártó és az illetékes hatóság felé kell jelenteni.

Tárolás:

-15 és 25°C közötti hőmérsékleten, tartandó. A göngyölegzet légmentesen zárva kell tartani. Szakszerű tárolás mellett 3 évig eltartható. Lejárat: lásd a címkét .

A raktározás során a felbontatlan göngyölegben lévő terméknel színváltozás tapasztalható, ami nem befolyásolja a termék hatékonyságát.

A jelen termékismertető adatai jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. Ezek nem mentesítik a felhasználót a saját vizsgálatok és próbák elvégzése alól. A dokumentumból nem következik bizonyos tulajdonságok jogilag kötelező érvényű biztosítása.



neoform[®] Rapid

Veszélyek és biztonsági ajánlások:

A biztonsági és környezetvédelmi információkért lást az EG-Biztonsági adatlapokat, amelyek a www.drweigert.hu honlap „Biztonsági adatlapok” menüpontja alatt találhatóak. A göngyöleget csak teljesen kiürítve és lezárt állapotban szabad ártalmatlanítani. A termék maradékainak ártalmatlanítása: lásd a biztonsági adatlapokat.

MB 5643/3-3
Dátum: 08/2020

¹ Verbund für Angewandte Hygiene (VAH): Alkalmazott Higiénés Szakmai Szövetség

² Europäische Prüfmethode: Európai Vizsgálati Módszerek

³ Prüflinien des Robert Koch-Instituts (RKI) und Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung von Viruskrankheiten (DVV): A Robert Koch Intézet és a Német Vírusbetegségek Elleni Egyesülés vizsgálati módszereivel bevizsgálva

⁴ Ajánlások az előre töltött törülköző adagoló rendszerek kritikus területeken történő alkalmazásához (Hyg Med 2012; 37-11)

⁵ Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz (IHO), Higiénés és Felületvédelmi Ipari Szövetség

⁶ Murines Norovírus