



neoform[®] wipes RTF

ready to fill



Distributeur de lingettes non tissées à usage unique à utiliser pour le nettoyage et la désinfection de surfaces

Seau en plastique avec rouleau de lingettes non tissées

Domaine d'application :

- Nettoyage et désinfection de surfaces, d'appareils, de dispositifs médicaux et de matériel médical en association avec des détergents et des désinfectants de surface Dr. Weigert adéquats dans les hôpitaux, les cabinets médicaux, les maisons de retraite, les établissements de soins, les secteurs chimiques et pharmaceutiques, les laboratoires ainsi que dans les usines de production alimentaire et les cuisines industrielles.
- Convient également pour les zones à haut risque telles que la néonatalogie et l'onco-hématologie, selon la recommandation² de la VAH¹.

Spectre d'efficacité :

- À applications multiples, compatible avec une large sélection de désinfectants de surface Dr. Weigert, validé par l'essai à 4 zones (EN 16615)
- Action désinfectante des lingettes non tissées imprégnées confirmée sur une durée de vie max. de 28 jours par l'essai à 4 zones (EN 16615)
- Distributeur stable avec rouleau de lingettes intégré et poignée solide assurant un maniement simple, sûr et ergonomique
- Haut niveau d'hygiène grâce à la possibilité de refermer le distributeur qui prévient le dessèchement et le risque de contamination
- Utilisé avec les désinfectants de surface Dr. Weigert indiqués ci-après, il est conforme aux exigences de la « Recommandation pour le contrôle de points critiques lors de l'utilisation de distributeurs de lingettes dans un système de pré-imprégnation pour la désinfection des surfaces » de la VAH¹

Caractéristiques particulières :

- Lingettes non tissées à usage unique absorbantes, qui ne peluchent pas et résistantes à la déchirure
- Ouverture de prélèvement en forme de larve spécialement conçue pour permettre la séparation facile des lingettes et donc la fermeture aisée du distributeur
- Distributeur de lingettes non tissées à usage unique évitant un retraitement chronophage et coûteux
- Système d'inviolabilité, les manipulations de l'emballage sont visibles
- Empilable pour un gain de place

Utilisation et dosage :

1. Avant d'installer le distributeur de lingettes à usage unique prêtes à l'emploi, se désinfecter les mains et porter des gants de protection.
2. Ouvrir le couvercle du distributeur de lingettes en descellant le système d'inviolabilité. Ensuite, verser lentement au moins 2,25 l de désinfectant de surface à base d'alcool prêt à l'emploi ou au moins 2,5 l d'une solution d'application préparée à partir du produit Dr. Weigert souhaité selon la concentration requise conformément aux recommandations d'utilisation.
3. Tirer la première lingette non tissée du rouleau, la faire passer au travers de l'ouverture située dans le couvercle du distributeur, la tirer à travers le rétrécissement de l'ouverture, la détacher et la jeter.
4. Placer le couvercle sur le seau distributeur et fermer correctement l'ouverture de prélèvement. Incrire les informations spécifiques sur l'étiquette apposée sur le seau (nom du produit, lot, date de préparation, concentration, date limite d'utilisation). Les lingettes non tissées sont complètement imprégnées de produit et prêtes à l'emploi après 30 min.



neoform[®] wipes RTF

ready to fill

5. Pour une utilisation correcte, essayer soigneusement les surfaces à traiter avec les lingettes neoform imprégnées. Pour une désinfection fiable, veiller à ce que les surfaces à traiter soient parfaitement recouvertes et respecter le temps de contact spécifique au produit. Éliminer la lingette après utilisation.
6. Après prélèvement d'une lingette neoform, le distributeur de lingettes doit être refermé.
7. Système à usage unique : lorsque le rouleau de lingettes est épuisé ou que la date limite d'utilisation est dépassée, éliminer les résidus éventuels de produit ainsi que le distributeur.

Les lingettes neoform imprégnées sont utilisables pendant 28 jours si le distributeur est correctement refermé après chaque utilisation.

Compatibilité :

Le distributeur de lingettes à usage unique neoform wipes RTF est compatible avec les désinfectants de surfaces Dr. Weigert suivants :

- neoform Classic
- neoform MED FF
- neoform Rapid
- neoform K plus
- neoform K sprint
- neoform K dis

Veuillez respecter les recommandations d'utilisation indiquées dans la fiche technique des désinfectants de surface respectifs. Celles-ci sont disponibles sur www.drweigert.fr dans la rubrique « Service / Téléchargements ».

Recommandations générales d'utilisation :

- Uniquement pour usage professionnel.
- Ne convient pas pour les soins des bébés.
- Ne convient pas pour la désinfection de la peau.
- Ne pas éliminer dans des installations sanitaires.
- Ne plus utiliser les lingettes desséchées.

Données techniques :

Matériau	100 % PET
Lingettes par rouleau	115
Poids par rouleau	425 g
Dimensions des lingettes	30 x 25 cm

Stockage :

Protéger de la poussière, de l'humidité et de la lumière directe du soleil. Conserver le récipient fermé à température ambiante. Il est conseillé de conserver le récipient fermé pendant 5 ans maximum.

Indications de risques et consignes de sécurité :

Ne donner à recycler que des récipients entièrement vidés et fermés. En ce qui concerne l'élimination des résidus de produit, voir la fiche de données de sécurité du produit. Celle-ci est disponible sur www.drweigert.fr dans la rubrique « Service / Téléchargements ».

MB 4213/2-3

Date : 07/2022

¹ Communiqué de la Commission des produits désinfectants de la fédération allemande pour l'hygiène appliquée (VAH) en collaboration avec le « groupe de travail 4+4 » : sur l'utilisation de distributeurs de lingettes dans les zones à risque d'infection particulier, 2014

² Verbund für Angewandte Hygiene (fédération allemande pour l'hygiène appliquée)