



DR. WEIGERT

Hygiene mit System

Medizin



neodisher® –
für maximale
**Hygiene-
Sicherheit.**

Aufbereitung von Steckbecken
und Urinflaschen.

neodisher® SBN plus – Spezialnachspülmittel für Steckbecken.

neodisher® SBN plus

Wirkungsvolles Spezialnachspülmittel zur Aufbereitung von Steckbecken und Urinflaschen

- Mit frischem Lindenblütenduft gegen unangenehme Gerüche
- Für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte mit Dampfdesinfektion



200 kg Fass
4792 13



5 L Kanister
4792 35

Anwendungsbereich:

- Zur Kalkabbindung und Nachspülung bei der Aufbereitung von Steckbecken und Urinflaschen in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten mit Dampfdesinfektion
- Für eine optimierte, schnelle und fleckenfreie Trocknung
- Für säurebeständige Steckbeckenspüler geeignet
- Bei hartnäckigen Verschmutzungen empfiehlt sich der zusätzliche Einsatz von **neodisher® SBR extra**, einem Spezialreiniger für Steckbecken und Urinflaschen

Desinfektion mit heißem Dampf:

- Bei Steckbeckenspülern mit thermischen Verfahren erfolgt die Desinfektion mit einem Heißwasser-Dampfgemisch
- Der Dampferzeuger ist das Herzstück des Spülgerätes und muss vor Verkalkungen geschützt werden, die längere Aufheizzeiten, höheren Stromverbrauch, Überhitzung und damit Zerstörung der Heizspiralen bedeuten können

Unsere **Kompetenz** – Ihr **Vorteil**:

- sauer eingestelltes Spezialnachspülmittel auf Basis organischer Säuren
- mit speziellen Enthärtungskomponenten zur wirksamen Wasserhärte-Abbindung
- mit angenehm frischem Lindenblütenduft
- mit Tensiden in schaumarmer Einstellung



- verhindert wirkungsvoll Kalkablagerungen im Dampferzeuger, in der Spülkammer und auf dem Spülgut
- bei allen Wasserhärten einsetzbar
- überdeckt zuverlässig unangenehme Gerüche
- für eine optimierte, schnelle und fleckenfreie Trocknung ohne Kalkablagerung

neodisher® Reinigung – Härteabbindung & Nachspülung.

neodisher® SBR extra

Materialschonender Reiniger, entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen

- Zur Unterstützung der Reinigung bei besonders starken Verschmutzungen (wie Kalkseifenränder und Rückstände von Cytostatika aus menschlichen Ausscheidungen)
- Für Steckbeckenspüler, die mit einer entsprechenden Dosierpumpe ausgestattet sind



5 L Kanister
4007 35

neodisher® SBK

Kombiniertes Härteabbinde- und Klarspülmittel auf Basis organischer Säuren

- Zur Vermeidung von Kalkablagerungen im Dampferzeuger, Rohrleitungen und Düsen
- Für eine schnelle und fleckenfreie Trocknung
- Für säurebeständige Steckbeckenspüler geeignet



200 kg Fass
4006 13



5 L Kanister
4006 35

neodisher® SBX

Mildalkalische Flüssigkomponente zur Abbindung der Wasserhärte

- Zur Vermeidung von Kalkablagerungen im Dampferzeuger
- Für alle Steckbeckenspüler geeignet



5 L Kanister
4015 35





DR. WEIGERT
Hygiene mit System



In Sachen Hygiene immer vor Ort – **in Europa und weltweit:**

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
DE • Hamburg
info@drweigert.de
www.drweigert.de

Dr. Weigert (Schweiz) AG
CH • Zug
info@drweigert.ch
www.drweigert.ch

Dr. Weigert Belgium N.V.
BE • Kinrooi-Geistingen
info@drweigert.be
www.drweigert.be

Dr. Weigert España
ES • Madrid
info.spain@drweigert.com
www.drweigert.es

Dr. Weigert France SAS
FR • Villepinte
info@drweigert.fr
www.drweigert.fr

Dr. Weigert
Handelsgesellschaft m.b.H.
AT • Wien
info@drweigert.at
www.drweigert.at

Dr. Weigert Hungária Kft.
HU • Budapest
Info@drweigert.hu
www.drweigert.hu

Dr. Weigert Nederland BV
NL • Assen
info@drweigert.nl
www.drweigert.nl

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.
PL • Warszawa
office_pl@drweigert.com
www.drweigert.pl

Dr. Weigert UK Ltd
GB • Cannock
enquiry@drweigert.com
www.drweigert.uk

Dr. Weigert Management System – Certified according to DIN EN ISO 9001/13485/14001

www.drweigert.com

