



**DR. WEIGERT**  
Higiéniai rendszerek

Orvostechnika



neodisher® –  
a maximális  
**higiéniai**  
**biztonságért**

Ágytálak tisztítása és  
fertőtlenítése.

# neodisher® SBN plus – speciális összetételű öblítőszer ágytálakhoz.

## neodisher® SBN plus

Hatékony, különleges összetételű öblítőszer többszörhasználatos ágytálak és vizeletgyűjtő edények újrafelkészítéséhez.

- Friss hársfavrág illattal a kellemetlen szagok ellen
- Ágytálmosó berendezésekhez alkalmazható termék



### Alkalmazási terület:

- Vízkőkiválás megelőzésére és foltmentes öblítésre gőzfejlesztővel ellátott ágytálmosó berendezésekben
- Elősegíti a gyors és foltmentes száradást
- Saválló ágytálmosó berendezésekhez
- Makacs szennyeződések esetén ajánlatos a **neodisher® SBR extra** termék használata, amely egy speciális tisztítószer ágytálak és vizeletgyűjtő edények gépi tisztítására

### Fertőtlenítés forró gőzzel:

- Magas hőmérsékleten működő ágytálmosó berendezésekben a fertőtlenítés forróvíz-gőz keverékkel történik.
- Megakadályozza a mészkőlerakódást a gőzfejlesztőben, biztosítva az optimális fűtési időt és fogyasztást.

# neodisher® tisztítás – vízlágyítás és öblítés.

## neodisher® SBR extra

Anyagkímélő tisztítószer, a makacs lerakódások ellen

- eltávolítja a szennyeződések, mint pl. elmeszesedett szappancsíkokat és citosztatikumok maradványait
- Adagolóval ellátott ágytálmosó berendezésekhez



5 L kanna  
4007 33

## neodisher® SBK

Enyhén savas kémhatású, speciális vízlágyító komponenseket tartalmazó öblítőszer

- Hatékonyan akadályozza meg a gőzgenerátorban, a csővezetékben és fűvókákban kialakuló vízkőlerakódásokat
- Elősegíti a gyors és foltmentes száradást
- Saválló ágytálmosó berendezésekhez



200 kg hordó  
4006 13

5 L kanna  
4006 33

## A mi **szakértelmünk** – az Ön **előnye:**

- speciális komponenseket tartalmazó savas kémhatású öblítőszer
- különleges vízlágyító összetétel a vízkeménység megakadályozása érdekében
- kellemes hársfavrág illat
- felületaktív anyagokat tartalmazó habzsgátló vegyszer



- megakadályozza a vízkőlerakódást az öblítőkamrában, a gőzgenerátorban és az előkészített eszközökön
- bármely vízkeménységnél alkalmazható
- elfedi a kellemetlen szagokat
- elősegíti a gyors és foltmentes száradást mészkőlerakódás nélkül

## neodisher® SBX

Enyhén lúgos kémhatású vízlágyító bármilyen vízkeménységhez

- Meggátolja a vízkőlerakódást a gőzfejlesztő berendezésekben, a csővezetékben és a fűvókákban
- Bármely ágytálmosó automatához használható



5 L kanna  
4015 35





**DR. WEIGERT**  
Higiéniai rendszerek



## Higiénés megoldások az Ön közelében – **Európában és világszerte egyaránt:**

Chemische Fabrik  
Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
DE • Hamburg  
info@drweigert.de  
www.drweigert.de

Dr. Weigert (Schweiz) AG  
CH • Zug  
info@drweigert.ch  
www.drweigert.ch

Dr. Weigert Belgium N.V.  
BE • Kinrooi-Geistingen  
info@drweigert.be  
www.drweigert.be

Dr. Weigert España  
ES • Madrid  
info.spain@drweigert.com  
www.drweigert.es

Dr. Weigert France SAS  
FR • Villepinte  
info@drweigert.fr  
www.drweigert.fr

Dr. Weigert  
Handelsgesellschaft m.b.H.  
AT • Wien  
info@drweigert.at  
www.drweigert.at

Dr. Weigert Hungária Kft.  
HU • Budapest  
Info@drweigert.hu  
www.drweigert.hu

Dr. Weigert Nederland BV  
NL • Assen  
info@drweigert.nl  
www.drweigert.nl

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.  
PL • Warszawa  
office\_pl@drweigert.com  
www.drweigert.pl

Dr. Weigert UK Ltd  
GB • Cannock  
enquiry@drweigert.com  
www.drweigert.uk

Dr. Weigert Management System – Certified according to DIN EN ISO 9001/13485/14001

[www.drweigert.com](http://www.drweigert.com)

