

# Medical



**DR. WEIGERT**



Limpieza y Desinfección de  
Instrumental, Endoscopios y  
otros Dispositivos Médicos



**neodisher® Septo PreClean**

**mayor seguridad**

**limpieza eficiente**

**resultados óptimos**


## Garantías de seguridad en la limpieza manual de productos médicos con neodisher® Septo PreClean!



**¡Protección segura para el personal!**

Actividad microbiológica certificada:

- Bactericida (EN 1040 & EN 13727)
- Fungicida (C. albicans) (EN 1275 & EN 13624)
- Tuberculicida: (EN 14348)
- Virucida: Actividad contra virus con envuelta lipídica, incl. VIH, VHB, VHC



## Ventajas:

### Mayor Seguridad

Cuando se utiliza neodisher® Septo PreClean en el tratamiento manual de productos médicos:

- Se evita eficazmente la fijación de residuos proteicos
- Su rápida desinfección y limpieza protegen al personal y por lo tanto reducen el riesgo de infección cruzada
- En procesos mecánicos posteriores neodisher® Septo PreClean no genera espuma

### Excelente Compatibilidad con el Material

neodisher® Septo PreClean es especialmente adecuado para la limpieza y desinfección de:

- Endoscopios flexibles e instrumental óptico
- Instrumentos quirúrgicos y dentales
- Equipos de anestesia, incluyendo utensilios de polisulfonato (PSU)

### Aplicación Universal

Debido a su limpieza excepcional y su excelente compatibilidad con los materiales, neodisher® Septo PreClean se puede utilizar de muchas maneras:

- Para la limpieza y desinfección en baños de inmersión y ultrasonidos
- Para la evacuación en húmedo del instrumental. También durante períodos más largos de tiempo, por ejemplo, durante la noche o el fin de semana
- La solución de neodisher® Septo PreClean es estable y puede ser utilizada hasta siete días, dependiendo del grado de contaminación