

Warszawa, dnia 09.06.2016 r.

Do wszystkich zainteresowanych:

OŚWIADCZENIE

dot.: odczytywania nr partii, daty produkcji oraz daty ważności produktów Dr. Weigert na podstawie etykiety.


Informuję, że nr partii oraz data produkcji środków chemicznych jest zawsze umieszczona na głównej etykiecie produktu, w jej prawym dolnym rogu, obok kodu kreskowego. Należy ją odczytać w następujący sposób:

Obok napisu LOT jest nadrukowany lub naklejony kod składający się z **6 cyfr**, następnie znaku / oraz kolejnych **4 cyfr**, np. 123456/0616. Pierwsze 6 cyfr oznacza nr danej partii towaru, 2 następne cyfry oznaczają miesiąc, a 2 kolejne (ostatnie) cyfry oznaczają rok, w którym został wyprodukowany.

W przypadku produktów biobójczych oraz wyrobów medycznych pod spodem ww. oznaczenia jest znak klepsydry oznaczający datę ważności produktu. Obok niego jest nadrukowany lub naklejony kod składający się z **2 cyfr**, następnie znaku . lub / oraz kolejnych **4 cyfr**, np. 06.2016. Pierwsze 2 cyfry oznaczają miesiąc, kolejne 4 cyfry oznaczają rok daty ważności produktu.

UWAGA! Data ważności nie jest zamieszczona na pozostałych produktach/detergentach. W takim przypadku należy odczytać z załączonej tabeli okres ważności danego produktu i dodać go do daty produkcji, zamieszczonej na etykiecie.

W przedstawionym poniżej wzorze etykiety, na którym zostało zaznaczone miejsce umieszczenia daty produkcji oraz daty ważności, zawarte jest przykładowe oznaczenie, które należy odczytać jako numer partii 123456, datę produkcji czerwiec 2016 r., datę ważności czerwiec 2017 r.



Z poważaniem,


Tadeusz Sotek
Prokurent

L.P.	Produkty	Klasyfikacja	Okres ważności
1	caraform active	detergent	2 lata
2	caraform citro	detergent	2 lata
3	caraform special	detergent	4 lata
4	caraform universal	detergent	4 lata
5	doscan ASM	detergent	3 lata
6	doscan F 700	detergent	4 lata
7	doscan F 85	detergent	4 lata
8	doscan PS	detergent	4 lata
9	doscan RV 1	detergent	4 lata
10	doscan RV 4	detergent	3 lata
11	doscan RV 665	detergent	3 lata
12	doscan RV 7	detergent	3 lata
13	doscan RV-O	detergent	2 lata
14	doscan RV-O plus	detergent	1 rok
15	doscan RV-S	detergent	3 lata
16	doscan TR 15	detergent	4 lata
17	doscan WZ	detergent	2 lata
18	Gastro Star EK	detergent	4 lata
19	Gastro Star FR 30	detergent	3 lata
20	Gastro Star FR 300	detergent	1 rok
21	Gastro Star FR 45	detergent	2 lata
22	Gastro Star FR 6100	detergent	1 rok
23	Gastro Star FR 65	detergent	3 lata
24	Gastro Star FR 8400	detergent	1 rok
25	Gastro Star K 1	detergent	3 lata
26	Gastro Star K 2	detergent	3 lata
27	Gastro Star K 3	detergent	3 lata
28	karafol S 20	detergent	4 lata
29	neoblank	detergent	4 lata
30	neoblank Spray	detergent	4 lata
31	neodisher 30	detergent	2 lata
32	neodisher Alka 2	detergent	4 lata
33	neodisher Alka 220	detergent	4 lata
34	neodisher Alka 280	detergent	3 lata
35	neodisher Alka 300	wyrób medyczny	1 rok
36	neodisher Alka 400 W	detergent	1 rok
37	neodisher Alka 440	detergent	1 rok
38	neodisher Alka 480	detergent	1 rok
39	neodisher Alka 500	detergent	4 lata
40	neodisher Alka 600	detergent	1 rok
41	neodisher Alka 9	produkt biobójczy	1 rok
42	neodisher Alka plus	detergent	3 lata
43	neodisher AN	wyrób medyczny	1 rok
44	neodisher BioClean	detergent	3 lata
45	neodisher BioClean pulver	detergent	1 rok
46	neodisher BioKlar	detergent	2 lata
47	neodisher BP	wyrób medyczny	2 lata
48	neodisher brilliant clean	detergent	2 lata
49	neodisher brilliant dry	detergent	3 lata
50	neodisher brilliant tabs	detergent	1,5 roku
51	neodisher CL-Tabletten	detergent	3 lata
52	neodisher CM milk	detergent	3 lata
53	neodisher CM P	detergent	2 lata
54	neodisher CM special	detergent	2 lata
55	neodisher CM tabs	detergent	2 lata
56	neodisher CombiClean	detergent	3 lata
57	neodisher CombiDry	detergent	2 lata
58	neodisher compact 100	detergent	2 lata
59	neodisher compact 140	detergent	1 rok
60	neodisher compact 220	detergent	3 lata
61	neodisher D 20	detergent	1 rok
62	neodisher D 30	detergent	3 lata
63	neodisher Dekonta AF	wyrób medyczny	3 lata

L.P.	Produkty	Klasyfikacja	Okres ważności
64	neodisher DuoClean	wyrób medyczny	3 lata
65	neodisher EM	detergent	2 lata
66	neodisher endo CLEAN	wyrób medyczny	2 lata
67	neodisher endo DIS active	wyrób medyczny	2 lata
68	neodisher endo SEPT GA	wyrób medyczny	3 lata
69	neodisher endo SEPT PAC	wyrób medyczny	1 rok
70	neodisher Entschäumer S	detergent	1 rok
71	neodisher FA	wyrób medyczny	4 lata
72	neodisher FA Dental	wyrób medyczny	4 lata
73	neodisher floor active	detergent	1 rok
74	neodisher floor standard	detergent	4 lata
75	neodisher floor ultra	detergent	3 lata
76	neodisher FS	detergent	2 lata
77	neodisher GL	detergent	3 lata
78	neodisher GN	detergent	3 lata
79	neodisher grill	detergent	4 lata
80	neodisher GRM	detergent	2 lata
81	neodisher IP Konz	wyrób medyczny	2 lata
82	neodisher IP Spray	wyrób medyczny	4 lata
83	neodisher IR	wyrób medyczny	4 lata
84	neodisher IS	wyrób medyczny	2 lata
85	neodisher K	detergent	2 lata
86	neodisher KN	detergent	1 rok
87	neodisher LaboClean A8	detergent	2 lata
88	neodisher LaboClean FLA	detergent	3 lata
89	neodisher LaboClean FM	detergent	3 lata
90	neodisher LaboClean FT	detergent	1 rok
91	neodisher LaboClean GK	detergent	2 lata
92	neodisher LaboClean LA	detergent	2 lata
93	neodisher LaboClean PLM	detergent	2 lata
94	neodisher LaboClean UW	detergent	2 lata
95	neodisher LM 10	detergent	1 rok
96	neodisher LM 2	wyrób medyczny	3 lata
97	neodisher LM 3	detergent	2 lata
98	neodisher MA	wyrób medyczny	2 lata
99	neodisher MA Dental	wyrób medyczny	2 lata
100	neodisher MediClean	wyrób medyczny	2 lata
101	neodisher MediClean Dental	wyrób medyczny	2 lata
102	neodisher MediClean forte	wyrób medyczny	2 lata
103	neodisher MediKlar	wyrób medyczny	2 lata
104	neodisher MediKlar Dental	wyrób medyczny	3 lata
105	neodisher MediKlar special	wyrób medyczny	3 lata
106	neodisher MediZym	wyrób medyczny	2 lata
107	neodisher Mielclear	wyrób medyczny	3 lata
108	neodisher MultiZym	wyrób medyczny	3 lata
109	neodisher N	wyrób medyczny	4 lata
110	neodisher N Dental	wyrób medyczny	4 lata
111	neodisher OXIVARIO	wyrób medyczny	1 rok
112	neodisher PolyKlar	detergent	3 lata
113	neodisher preclean L	detergent	3 lata
114	neodisher preclean P	detergent	1 rok
115	neodisher PreStop	wyrób medyczny	3 lata
116	neodisher ProTech 16	detergent	2 lata
117	neodisher ProTech 9	detergent	2 lata
118	neodisher SB eco	wyrób medyczny	3 lata
119	neodisher SBK	wyrób medyczny	3 lata
120	neodisher SBN plus	wyrób medyczny	3 lata
121	neodisher SBR extra	wyrób medyczny	3 lata
122	neodisher Septo 3000	wyrób medyczny	3 lata
123	neodisher Septo Active	wyrób medyczny	2 lata
124	neodisher Septo DN	wyrób medyczny	3 lata
125	neodisher Septo Fin	wyrób medyczny	3 lata
126	neodisher Septo MED.	wyrób medyczny	3 lata

L.P.	Produkty	Klasyfikacja	Okres ważności
127	neodisher Septo PreClean	wyrób medyczny	3 lata
128	neodisher SeptoClean	wyrób medyczny	2 lata
129	neodisher shine	detergent	2 lata
130	neodisher sol	detergent	4 lata
131	neodisher special plus	detergent	4 lata
132	neodisher Standard	detergent	4 lata
133	neodisher TK	detergent	2 lata
134	neodisher TN	wyrób medyczny	3 lata
135	neodisher TP acid	detergent	4 lata
136	neodisher TP alka	detergent	3 lata
137	neodisher TP rinse	detergent	3 lata
138	neodisher TS	detergent	3 lata
139	neodisher Z	wyrób medyczny	4 lata
140	neodisher Z Dental	wyrób medyczny	4 lata
141	neoform CM dis	produkt biobójczy	1 rok
142	neoform K plus	produkt biobójczy	3 lata
143	neoform K Spray	produkt biobójczy	3 lata
144	neoform MED AF	wyrób medyczny	4 lata
145	neoform MED FF	wyrób medyczny	4 lata
146	neoform MED rapid	wyrób medyczny	3 lata
147	neomoscan CP acid 300	detergent	4 lata
148	neomoscan CP alka 100	detergent	2 lata
149	neomoscan CP alka 140	detergent	4 lata
150	neomoscan CP clean 200	detergent	4 lata
151	neomoscan CP des 400	produkt biobójczy	1 rok
152	neomoscan CP plus 500	detergent	2 lata
153	neomoscan CP plus 540	detergent	4 lata
154	neomoscan CP plus 560	detergent	4 lata
155	neomoscan FA 12	detergent	2 lata
156	neomoscan FA 18	detergent	3 lata
157	neomoscan FA 19	detergent	3 lata
158	neomoscan FA 19 Z	detergent	2 lata
159	neomoscan FA 2	detergent	3 lata
160	neomoscan FA 2036	detergent	2 lata
161	neomoscan FA 4	detergent	3 lata
162	neomoscan FA 510	detergent	3 lata
163	neomoscan G 15	detergent	3 lata
164	neomoscan m.S.	produkt biobójczy	1 rok
165	neomoscan RD	detergent	1 rok
166	neomoscan S 11	detergent	3 lata
167	neomoscan S 33	detergent	2 lata
168	neomoscan Sepa	detergent	1 rok
169	neomoscan TE-S	produkt biobójczy	1 rok
170	neoseptal CL	produkt biobójczy	1 rok
171	neoseptal D	produkt biobójczy	1 rok
172	neoseptal OS	produkt biobójczy	1 rok
173	neoseptal PE	produkt biobójczy	1 rok
174	neoseptal PE 15	produkt biobójczy	1 rok
175	neoseptal PE sauer	produkt biobójczy	1 rok
176	neoseptal plus	produkt biobójczy	3 lata
177	neoseptal S 65	produkt biobójczy	1 rok
178	neoseptal Spray	produkt biobójczy	3 lata
179	neouniversal	detergent	4 lata
180	niroklar 2000	detergent	4 lata
181	niroklar 88	detergent	4 lata
182	niroklar S 55	detergent	2 lata
183	niroklar Sauer Flussig	detergent	2 lata
184	niroklar SF	detergent	2 lata
185	triformin care	kosmetyk	2,5 roku
186	triformin HR	kosmetyk	2,5 roku
187	triformin protect	kosmetyk	2,5 roku
188	triformin safe DIS	produkt biobójczy	1,5 roku