

# neodisher<sup>®</sup> SBK



Folyékony öblítőszer ágytálmósó automatákhoz  
OKBI/1026/2000.

---

**Fő alkalmazási terület:** Öblítőszer gőzsterilizálással felszerelt ágytálmósó automatákhoz.

**Tulajdonságok:** A neodisher SBK enyhén savas kémhatású, speciális vízlágyító komponenseket tartalmazó öblítőszer. A termék jól megköti a víz mésztartalmát, így foltmentes száradást biztosít a tisztítandó ágytálak és vizeletgyűjtő üvegek felületén. Rendeltetésszerű használata megakadályozza, hogy a gőzsterilizátorban és a csővezetékekben mészkőlerakódás csapódjon ki.

Bármely vízkeménység mellett alkalmazható.

**Adagolás:** 0,5 - 1,5 ml/l vízkeménységtől függően, a mosogató automaták adagolóján keresztül. A termék használata előtt az adagoló és a gőzképző berendezés savállóságáról meg kell győződni.

Makacs szennyeződések esetén ajánlatos neodisher SBR termék hozzáadása, amely az ágytálmósó automaták tisztításához kifejlesztett termék.

**Műszaki adatok:** Fajsúly (20 °C): 1,1 g/cm<sup>3</sup>  
pH-érték (20 °C-os deszt. vízben) 0,5 - 1,5 ml/l: 3,7 - 3,0  
Viszkozitás (koncentrátum, 20 °C): < 50 mPas

**Összetétel:** EG-ajánlásnak megfelelő hatóanyagok:  
< 5 % polikarboxilátok; továbbá tartósítók  
Egyéb komponensek: szerves savak

**CE-jelzés:** A termék megfelel a Németországban hatályos gyógyászati eszközökről szóló törvénynek és a 93/42/EWG ajánlásnak.

**Biológiai lebonthatóság:** A termék megfelel az 1987.03.19-i keltezésű német mosó- és tisztítószerekről szóló törvénynek valamint az 1977.01.30-án módosított, 1987.03.19-i, tenzidek lebonthatóságát szabályozó rendelet előírásainak (90%-ot meghaladó lebonthatóság biológiai úton).

**Fiziológia:** A termék nem tartalmaz peszticideket és klórozott szénhidrogéneket. Rendeltetésszerű használat mellett megfelel a német élelmiszertörvénynek (LMBG).

**Tárolás:** Fagymentes helyen tárolandó. 3 évig eltartható.

**Veszélyek és balesetvédelmi előírások:** Besorolása az EU veszélyes hatóanyagokról szóló rendelete értelmében a termék nem rendelkezik besorolással, ezért veszélyességi fokát nem kell a csomagoláson feltüntetni.