

# neodisher<sup>®</sup> Entschäumer S



Folyékony habzágátló adalékanyag speciális mosogatógépekhez  
OKBI/563/2000.

**Fő alkalmazási terület:** Habzó anyagok - pl. tenzidek, proteinek, szappanok - habzásmentessé tétele laboratóriumi és más ipari mosogatógépekben.

**Tulajdonságok:** A neodisher Entschäumer S emulgáló hatású szilikonolajakat tartalmaz, amelyek alacsony hőmérsékleten is megakadályozzák a habképződést. Bármely neodisher mosogatószerrel együtt használható az előmosás és a főmosás fázisában egyaránt.

**Adagolás:** A habzó anyagok fajtájától és mennyiségétől függően 0,05 - 0,1 ml/l a mosogató automata adagolójával, szükség szerint pedig kézzel. Lehetőleg kerüljük a túladagolást, mert szilikonolaj-maradék rakódhat le az elmosogatott tárgyak felületén.

Az adagolás a mosogató ill. fertőtlenítő automaták adagolójával történik, a vízcserre alkalmával. A tartályos rendszerű berendezésekben megfelelő adagolószivattyúval történik az adagolás.

**Műszaki adatok:** Fajsúly (20 °C): 1,0 g/cm<sup>3</sup>  
pH-érték: semleges

**Összetétel:** EG-ajánlásnak megfelelő hatóanyagok:  
< 5 % nem ionos tenzidek  
Egyéb komponensek: szilikonolaj

**Biológiai lebonthatóság:** A termék megfelel az 1987.03.19-i keltezésű német mosó- és tisztítószerekről szóló törvénynek valamint az 1977.01.30-án módosított, 1987.03.19-i, tenzidek lebonthatóságát szabályozó rendelet előírásainak (90%-ot meghaladó lebonthatóság biológiai úton).

**Fiziológia:** A termék nem tartalmaz peszticideket és klórozott szénhidrogéneket. Rendeltetésszerű használat mellett megfelel a német élelmiszertörvénynek (LMBG).

**Tárolás:** 5 - 45 °C-on tárolandó.

## Veszélyek és

**baletsvédelmi előírások:** Az EU veszélyes hatóanyagokról szóló rendelete értelmében a termék nem minősül veszélyes anyagnak, ezért veszélyességi besorolással nem rendelkezik.