

neodisher® LaboClean LA

Alkaliczny środek myjący do specjalnych myjni, proszek



Obszary zastosowania:	Maszynowe mycie szkła i wyposażenia laboratoryjnego w laboratoriach gospodarki żywnościowej oraz przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym, przetwórstwa olejów mineralnych oraz innych laboratoriach przemysłowych.
Właściwości:	neodisher LaboClean LA jest alkalicznym proszkiem o wysokim działaniu dyspergującym i emulgującym. Usuwa tłuszcze, oleje, żywicę, parafinę i barwniki organiczne. W temperaturach powyżej 30°C działa odpeniająco. neodisher LaboClean LA nie niszczy przedmiotów ze stali nierdzewnej i metali szlachetnych. Nie nadaje się do aluminium, anodowanego aluminium i stopów metali lekkich. Szkło borowo-krzemowe jest odporne na działanie produktu, szkło sodowe może po pewnym czasie zmętnieć. neodisher LaboClean LA może być użyty z wodą o każdej twardości.
Użycie i dozowanie:	W specjalnych myjniach: 2 – 5 g/l Uwagi: <u>do usuwania żywicy, tłuszców, olejów, parafin i ich preparatów:</u> mycie: neodisher LaboClean LA 2 – 5 g/l w temp. 60 – 95°C neutralizacja: neodisher N 2 ml/l W przypadku żywicy i innych trwałych zabrudzeń należy przeprowadzić wstępne czyszczenie środkiem neodisher LM 3. <u>do usuwania olejów, tłuszców, maści, kremów:</u> mycie: neodisher LaboClean LA 2 – 5 g/l w temp. do 95°C neutralizacja: neodisher N 2 ml/l dla wzmocnienia działania emulgującego można dodać neodisher EM, w przypadku pienienia roztworu myjącego w zimnej wodzie przy usuwaniu pozostałości olejów lub tłuszców, należy dodać neodisher Entschäumer S. <u>do usuwania barwników organicznych, np. barwników azowych i cyjaninowych:</u> mycie: neodisher LaboClean LA 3 g/l w temp. do 95°C neutralizacja: neodisher N 2 ml/l Roztwory neodisher LaboClean LA muszą być całkowicie spłukane. Nie mieszać z innymi produktami. Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Dane techniczne:	Gęstość nasypowa: 1075 – 1125 g/l Wartość pH (w wodzie demi, 20°C): 2 – 5 g/l: 12,0– 12,8 Współczynnik miareczkowania: 0,17
Skład:	Zawartość składników według Rozporządzenia WE 648/2004 w sprawie detergentów: <5% polikarboksylany, niejonowe środki powierzchniowo czynne, 15 – 30% fosforany.
Magazynowanie:	Magazynować w szczelnie zamkniętych pojemnikach! Produkt może ulec zbryleniu pod wpływem wilgoci, co powoduje utratę skuteczności. Przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 2 lata od daty produkcji. Data ważności produktu podana jest na etykiecie za symbolem  .
Rodzaje zagrożeń i środki ostrożności:	Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska znajdują się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie www.drweigert.pl Jeżeli produkt używany jest zgodnie z zaleceniami, nie stanowi zagrożenia w rozumieniu dyrektywy dot. przetwórstwa spożywczego. Zamknięte opakowania należy usuwać jako odpady tylko po całkowitym opróżnieniu. Usuwanie resztek produktu według zaleceń zamieszczonych w karcie charakterystyki.

MB 4106/2-2_07.2014

PL 4.1 / 07.2019