



**DR. WEIGERT**

Hygiene mit System

Küche



Das neodisher®  
**compact-  
System.**

Das Pulver-Dosiersystem für das  
maschinelle Geschirrspülen.

Einfach, sicher,  
wirtschaftlich –  
**das neodisher®  
compact-System:**



## Das weigomatic® PD compact plus – passt in jede Küche und sorgt für glänzende Ergebnisse.

Bei dem **weigomatic® PD compact plus** handelt es sich um eine besonders platzsparende Dosierstation, die mit dem von Dr. Weigert entwickelten Kartuschen-System arbeitet. Auf diese Weise ist die Versorgung der Geschirrspülmaschine mit **neodisher® compact**-Reinigungsmitteln und den hochkonzentrierten **neodisher®**-Klarspülern immer gewährleistet.

Dieses wirtschaftliche System ist für Geschirrspülmaschinen nahezu aller Größenordnungen geeignet und ermöglicht durch die integrierte Leitfähigkeitssteuerung eine sehr wirtschaftliche Dosierung. Auch der Tausch der Kartuschen ist beim **weigomatic® PD compact plus** besonders praktisch und einfach gestaltet. Dabei sorgt das geschlossene System auch noch für einen optimalen Personalschutz. Das **weigomatic® PD compact plus** ist somit auf ganzer Linie eine saubere Lösung.



# Auf der sicheren Seite – mehr als ein Versprechen!

## Leichte Bedienbarkeit:

- Kartusche und Klarspülerflasche mit praktischen Tragegriffen
- ermöglicht einen einfachen Austausch

## Geschlossenes System:

- optimaler Personenschutz durch einfachen Gebindewechsel

## Einfaches Handling:

- kein schweres Heben

## Bodenfreie Installation:

- geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise

## Wirtschaftlicher Einsatz:

- für alle Anforderungen die passenden Reiniger & Klarspüler
- optimierte Dosierung durch integrierte Leitfähigkeitssteuerung

## Hoch- konzentrierte Produkte:

- einfache, platzsparende Lagerung
- einfache Gebindeentsorgung



# Reiniger für Besteck, Geschirr, Gläser und Gerätschaften

## neodisher® BioClean Pulver

### Enzymatischer Reiniger – nicht ätzend, nicht reizend, kein Gefahrstoff

Erstklassige Reinigungsleistung auch bei angetrockneten Speiseresten und Stärkerückständen. Mit Aktivsauerstoff für zuverlässige Reinigungsergebnisse auch bei Kaffee- und Teerückständen. Frei von Aktivchlor für ein angenehmes Raumklima.

Kartuschen 2 x 5 kg 3217 72



## neodisher® compact 100

### Hygiene-Reiniger – für den universellen Einsatz

Entfernt zuverlässig stark angetrocknete Stärke-, Kaffee- und Teerückstände. Mit Aktivchlor für zuverlässige Reinigungsergebnisse auch bei hartnäckigen Kaffee- und Teerückständen.

Kartuschen 2 x 5 kg 3220 72



## neodisher® compact 140

### Intensiv-Reiniger

Entfernt wirkungsvoll besonders hartnäckige Speiserückstände. Mit entschäumender Wirkung. Frei von Aktivchlor für ein angenehmes Raumklima.

Kartuschen 2 x 5 kg 3209 72



## neodisher® compact 160

### Spezial-Reiniger für Arbeitsutensilien

Zur Reinigung von Backblechen, Töpfen, Containern und Geräten aus Aluminium oder Edelstahl. Sehr gutes Emulgier- und Dispergiervermögen. Mit entschäumender Wirkung. Hoher Materialschutz.

Kartuschen 2 x 5 kg 3014 72



## neodisher® compact 180

### Hochleistungsreiniger – ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel

Mit intensiver Reinigungswirkung, entfernt auch besonders hartnäckige Speiserückstände. Verhindert zuverlässig den Aufbau von Stärkebelägen auf Spülgut. Frei von Aktivchlor für ein angenehmes Raumklima.

Kartuschen 2 x 5 kg 3021 72



## neodisher® compact 220

**NEU!**

### Intensiv-Reiniger für den Hartwassereinsatz

Entfernt wirkungsvoll besonders hartnäckige Speiserückstände sowie Gerbstoffrückstände und hartnäckige Stärkerückstände. Mit entschäumender Wirkung. Bei allen Wasserhärten einsetzbar. Frei von Phosphaten und frei von Aktivchlor für ein angenehmes Raumklima.

Kartuschen 2 x 5 kg 3174 72



# Klarspüler und Dosiersystem



## neodisher® compact klar

### Klarspüler – Hochkonzentrat

Besonders ergiebig. Sauer eingestellt. Für Geschirr aus Porzellan, Edelstahl und vielen Kunststoffen geeignet.

Flaschen 6 x 2 L 3098 42



## neodisher® BioKlar

### Klarspüler – Flüssigkonzentrat

pH-neutral, universell für alle Arten von Geschirr einsetzbar, mit besonders schaumdämpfenden Eigenschaften.

Flaschen 6 x 2 L 3214 42



## neodisher® TN

### Klarspüler – Flüssigkonzentrat

pH-neutral, besonders geeignet für eine schnelle und streifenfreie Trocknung von Porzellan und Kunststoffgeschirr. Gleichmäßige und rückstandsfreie Trocknung in deutlich verkürzter Zeit.

Flaschen 6 x 2 L 3115 42



## weigomatic® PD compact plus

### Dosiersystem

Dosierstation für neodisher® Pulver-Kartuschen und für neodisher® Klarspüler in der speziellen 2-L-Flasche.



## weigomatic® PD compact

### Dosiersystem

Dosierstation für neodisher® Pulver-Kartuschen.



## neodisher® Reiniger für das compact-System

	neodisher® BioClean Pulver	neodisher® compact 100	neodisher® compact 140	neodisher® compact 160	neodisher® compact 180	neodisher® compact 220
Normal verschmutztes Geschirr	●	●	●	●	●	●
Tee- und Kaffeerückstände	●	●				●
Besonders hartnäckige Stärkebeläge			●		●	●
Geeignet für Aluminium	○			●		
Hartwassereinsatz						●

● Empfehlung ○ Alternative Anwendung



**DR. WEIGERT**  
Hygiene mit System

In Sachen Hygiene  
immer vor Ort –  
**in Europa und  
weltweit.**



Chemische Fabrik  
Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85  
20539 Hamburg  
Tel.: +49-40-7 89 60-0  
info@drweigert.de

Dr. Weigert  
Handelsgesellschaft m.b.H.  
Wienerbergstraße 11/12 a  
1100 Wien  
Tel.: +43-1-99460 6275  
info@drweigert.at

Dr. Weigert (Schweiz) AG  
Baarerstrasse 14  
6300 Zug  
Tel.: +41-41 561 32 90  
info@drweigert.ch

Dr. Weigert Nederland BV  
Narcisstraat 14  
9404 RK Assen  
Tel.: +31-592-31 93 93  
info@drweigert.nl

Dr. Weigert UK Ltd  
Watling Court, Orbital Plaza,  
Watling Street, Cannock  
WS11 0EL  
Tel.: +44-1543 404 633  
enquiry@drweigert.com

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.  
ul. Wybrzeże Gdynińskie 6A  
01-531 Warszawa  
Tel.: +48-22-616 02 23/31  
office\_pl@drweigert.com

Dr. Weigert España  
Edificio Cuzco IV  
Paseo de la Castellana 141,  
Planta 8  
28046 Madrid  
Tel.: +34-91 572 65 77  
info.spain@drweigert.com

Dr. Weigert France SAS  
22 avenue des Nations  
Immeuble le Raspail  
BP 88035 Villepinte  
95932 Roissy CDG Cedex  
Tel.: +33-1-48 67 90 33  
info@drweigert.fr

Dr. Weigert Hungária Kft.  
Hunyadi János út 16  
1117 Budapest  
Tel.: +36-1-237 06 04  
Info@drweigert.hu

Dr. Weigert Management System – Certified according to DIN EN ISO 9001/13485/14001

[www.drweigert.com](http://www.drweigert.com)