




triformin[®] decon



Verbesserte Rezeptur - frei von Biguaniden



Antimikrobielle Waschlotion zur hygienischen Händewaschung

Gebrauchsfertige Lösung

Anwendungsbereich:

- Hygienische Händewaschung in allen Bereichen der Lebensmittelherstellung und -verarbeitung, zum Einsatz im Pflegebereich, in Großküchen, Heimen, Krankenhäusern und überall dort, wo hohe Hygienestandards einzuhalten sind

Leistungsspektrum:

- Bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid (inkl. z.B. HIV, HBV, HCV, Grippeviren)
- Zur VAH-Listung angemeldet

Besondere Eigenschaften:

- Frei von Parfum und Farbstoffen
- Wirksamkeit für die desinfizierende Händewaschung gemäß EN 1499 bestätigt
- Besonders hautverträglich dank neutralem pH-Wert und feuchtigkeitsspendendem Zusatz

Anwendung und Dosierung:

Zur hygienischen Händewaschung 3 ml triformin decon auf der bereits angefeuchteten Haut gleichmäßig verteilen und 30 s einwirken lassen. Dabei die korrekte Einreibetechnik beachten, um alle Bereiche der Hände gründlich zu erfassen. Nach Ablauf der Einwirkzeit die Hände mit reichlich Frischwasser abwaschen. Anschließend die Hände mit Einmal-Trockentüchern abtrocknen.

Hygienische Händewaschung	3 ml – 30 s
---------------------------	-------------

Neben der hygienischen Händewaschung mit triformin decon empfehlen wir für die Pflege der Haut die Anwendung der speziellen Pflegecreme triformin care und für den Schutz der Haut die Schutzcreme triformin protect.

Allgemeine Hinweise zur Anwendung:

- Nur für gewerbliche Anwendungen.
- Für die Dosierung von triformin decon empfehlen wir die triformin dispenser von Dr. Weigert
- Nicht in andere Behälter, Flaschen etc. umfüllen.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- *Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.*

Technische Daten:

pH-Wert	ca. 6,0 (Konzentrat, 20 °C)
Dichte	ca. 1,0 g/cm ³ (Konzentrat, 20 °C)

Inhaltsstoffe:

Wirkstoffe in 100 g:
 0,5 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid,
 0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid

Lagerhinweise:

Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen 5 und 25 °C einzuhalten. Bei sachgemäßer Lagerung 3 Jahre verwendbar. Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik „Service/Downloads“ verfügbar.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

MB 4417/3-1
 Stand: 01/2017

Die Angaben dieses Merkblattes basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.